



Colorímetro

PCE-CSM 10

El espectrofotómetro es un medidor de alta precisión que cumple con muchas exigencias. El espectrofotómetro mide la reflexión espectral y otros parámetros de color relevantes de forma precisa. El espectrofotómetro se usa en la fabricación de plásticos, equipos electrónicos, lacas y colores, así como en la industria farmacéutica, la investigación y producción de alimentos. Aunque el espectrofotómetro dispone de muchas funciones, es igualmente apto para un uso móvil. La mayoría de los espectrofotómetros con las mismas características no ofrecen esta opción, pues son equipos de instalación fija, que permiten medir sólo en un lugar en concreto.

El equipo incluye un software de análisis. Puede conectar el equipo a través de su interfaz con su PC para analizar y almacenar los datos adquiridos. Esto es sobre todo útil para realizar mediciones comparativas, con las que podrá comparar las mediciones actuales con mediciones anteriores, o compararlos con valores definidos. También se usa el espectrofotómetro en el control de calidad. La fabricación de productos idénticos y de calidad requieren el uso de un espectrofotómetro, pues esto garantizará una producción óptima

- ▶ Apertura de medición: 8 mm
- ▶ Pantalla TFT de 3,5"
- ▶ Memoria interna
- ▶ Medición de diferentes espectros
- ▶ Alta precisión y reproducibilidad
- ▶ Incluye placas de calibración

Características técnicas

Geometría de captura	d/8
Tamaño de la esfera integrada	Ø 58 mm
Fuente de luz	Fuentes LED combinadas
Sensor	Fotodiodo de silicio
Longitud de onda	400 ... 700 nm
Altura de la longitud de onda	10 nm
Rango grado de reflexión	0 ... 200 %
Apertura de medición	Ø 8 mm
Espacios de color	CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LAB&WI&YI
Fórmula para variaciones de color	ΔE^*ab ΔE^*uv ΔE^*94 $\Delta E^*cmc(2:1)$ $\Delta E^*cmc(1:1)$ $\Delta E^*cmc(l:c)$ CIE2000 ΔE^*00 $\Delta E(h)$
Otros datos de cromatización	WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM 313) Índice de metamería (Mt) Fuerza de color Solidez de color Color Stain, Color Fastness, Color Strength Opacidad (poder cubriente) ISO2471
Observador	2° / 10°
Fuente luminosa	D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10(TPL5), F11(TL84), F12(TL83/U30)
Funciones en pantalla	Valor espectral, Gráfico espectral, Valor del color, Valor diferencia de color, Gráfico de diferencia de color, PASS / FAIL (bien/mal), Indicación de funciones, Impresión Offset, Simulación de color, Ajuste del índice de color (ΔE^*94 , ΔE^*cmc , ΔE^*2000), Ajuste de los valores límite, Ajuste de la hora, Ajuste del idioma, Ajuste a valores de fábrica
Tiempo de medición	1,2 segundos
Reproducibilidad	Reflexión espectral: Desviación estándar de 0,1% (400 ... 700 nm: dentro de 0,2%) Valores colorimétricos: Desviación estándar dentro de ΔE^* desde 0,04
Coincidencia del equipo	Dentro de ΔE^* desde 0,2
Dimensiones	90 x 77 x 230 mm (L x T x H)
Peso	600 g
Alimentación	Acumulador Li-Ion
Vida de la fuente de luz	5 años, más de 1,6 millones de mediciones
Pantalla	TFT de 3,5", pantalla táctil capacitiva
Interfaz	USB / RS-232
Memoria	1000 estándar, 25000 muestras
Condiciones de almacenamiento	-20 ... +50 °C
Condiciones de funcionamiento	0 ... +40 °C

Contenido del envío

1 x Espectrofotómetro PCE-CSM 10
1 x Acumulador Li-Ion
1 x Software de análisis
1 x Cable de datos
1 x Placa de calibración blanca
1 x Placa de calibración negra
1 x Estuche de protección
1 x Correa
1 x Instrucciones de uso

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones