

## **Balanza compacta PCE-BS 3000 calibrable económica con un rango de pesaje de 3000 g, con selección de unidades de pesado (g, kg, oz, lb, ozt, ct, gn) y función de cómputo de piezas**

La balanza compacta PCE-BS 3000 es una balanza con una buena relación calidad / precio. Esta balanza compacta cuenta con un plato de pesado extraíble que resulta muy útil para realizar la limpieza de la misma. Su gran precisión de medición de 0,1 g hace de esta balanza un elemento único dentro de su margen de precio. El equipamiento estándar cuenta con la función de cómputo de piezas. La balanza compacta funciona con adaptador de red a 240 V AC (incluido en el envío), además también funciona con pilas estándar. Así que usted no está limitado en el uso de un sitio fijo. La balanza compacta cuenta con unos pies de fijación ajustables y un nivel de agua para su correcta nivelación integrada en la carcasa. Con los pesos, que podrá adquirir de manera opcional, podrá ajustar y controlar la balanza compacta de una manera rápida. Puede enviarnos la balanza para que realicemos una calibración de laboratorio ISO o una recalibración regular. También puede hacerlo en un laboratorio acreditado. La balanza compacta es el instrumento ideal para el sector de la producción, el laboratorio, el control de entrada y de salida, así como para el uso móvil (por ejemplo para trabajadores de servicio técnico externo).

- Programa de ajuste: para ajustar la precisión por medio de pesos de control opcionales
- **Función de cómputo de piezas** con referencia a elegir entre 10, 20, 50 o 100 piezas, cambio del indicador de pieza a peso
- Certificado ISO opcional para la balanza compacta (p.e. para cumplir con su DIN ISO 9000)
- Función de taraje en la mitad del rango (se puede realizar varias veces)
- Puede seleccionar diferentes unidades de pesado a través del teclado (g, oz, lb, ozt, ct, gn)
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
- Adaptador de red para 240 V de serie en el envío
- Posibilidad de alimentación con pilas
- Plato de pesado extraíble de acero noble (sobre soporte de plástico)

### **Especificaciones técnicas**

Rango de pesado [g]	3000
Capacidad de lectura [g]	0,1
Reproducibilidad [g]	0,1
Linealidad [g]	± 0,2
Plato de pesado [mm]	160 x 135
Cómputo de piezas	Con cómputo de piezas con referencias de 10, 20, 50 o 100 piezas
Cómputo de piezas con referencias	El peso mínimo por elemento en el cómputo de piezas es de 0,2 g / pieza
Indicador	pantalla LCD de 15 mm
Alimentación	Adaptador de red 230 V / 50 Hz Posibilidad de alimentar a través de 6 x pilas AA (1,5 V)
Protección	IP 54
Dimensiones	Total: 165 x 230 x 80 mm
Peso	Aprox. 600 g

### **Contenido del envío**

- 1 x Balanza compacta PCE-BS 3000
- 1 x Plato de pesado
- 1 x Cable de red
- 1 x Instrucciones de uso