



Balanza para escuela PCE-BSH 10000

PCE-BSH 10000

La balanza para escuela es económica y destaca por su alta resolución, incluso en rangos superiores. La balanza para escuela dispone de un plato de pesado ligero, de acero inoxidable, que se extrae y se limpia con facilidad. El equipamiento base de la balanza para escuela incluye la función cómputo de piezas, que permite contar piezas de un mismo peso. Puede alimentar la balanza para escuela mediante un adaptador de red de 12 V, o mediante 6 pilas tipo AA, lo que permite un uso flexible. La balanza para escuela dispone de una burbuja y unos pies nivelables.

Otra ventaja de la balanza para escuela es su interfaz USB, que permite transferir los valores a un PC, usando para ello el software opcional. Los pesos de ajuste opcionales permiten controlar y, en caso necesario, calibrar la balanza para escuela. Para garantizar una máxima precisión, la balanza para escuela dispone de dos modos de calibración. Puede calibrar la balanza con un peso de ajuste libre, o puede realizar una calibración de varios puntos. La balanza para escuela es el equipo ideal para el uso en salas de fabricación, en laboratorios, en controles de entrada y salida de material, y también para un uso móvil.

- ▶ Interfaz USB
- ▶ Rango de pesado hasta 10 kg
- ▶ Alta resolución, desde 0,2 g
- ▶ Cómputo de piezas
- ▶ Rango de tara configurable a 50 % (por defecto) o hasta 100 % fondo escala
- ▶ Posibilidad de calibrar en varios puntos
- ▶ Calibración de 1 punto con selección de peso
- ▶ Diferentes unidades
- ▶ Alimentación por red o pilas
- ▶ Software opcional

Especificaciones técnicas

Rango	10.000 g
Resolución	0,2 g
Incertidumbre	± 0,6 g
Dimensiones plataforma	160 x 180 mm
Rango de taraje	Tara múltiple en todo el rango
Pantalla	LCD con dígitos de 20 mm de altura Ajuste de la iluminación de fondo
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, TolA, GSM
Interfaz	USB
Alimentación	6 x pilas de 1,5 V, tipo AA (LR6) Adaptador de red: - Input: 100 ... 240 V / 50/60 Hz / 0.2 A - Output: 12 V / 500 mA
Dimensiones	200 x 265 x 100 mm
Peso	Aprox. 1,8 kg (sin pilas)
Envío	
- Dimensiones paquete	370 x 260 x 170 mm
- Peso paquete	2,5 kg

Contenido del envío

1 x Balanza para escuela PCE-BSH 10000

1 x Plato de pesaje

1 x Adaptador de red

1 x Manual de instrucciones

Accesorios

CAL-PCE-BSH Certificado de calibración ISO

PCE-SOFT-SC-Basic Paquete de software

PCE-SOFT-SC-Pro Paquete de software

PCE-SOFT-SC-3XPro Paquete de software

Nos reservamos el derecho a modificaciones