



Microscopio UV PCE-MM 200UV

PCE-MM 200UV

El microscopio USB con luz ultravioleta le muestra objetos en tiempo real con hasta 200 aumentos en la pantalla del ordenador. Los cuatro LEDs descentrados del microscopio USB iluminan desde todos los ángulos el objeto investigado con el microscopio de forma óptima, consiguiendo una imagen nítida y brillante. Analice con este microscopio USB con luz ultravioleta de forma precisa los detalles ocultos a simple vista de plantas, objetos o pequeños organismos. Por lo que este microscopio USB es apto para trabajos, ciencia, enseñanza (p.e. investigación de superficies, biología, placas, etc.) y hobby. Este microscopio USB con luz ultravioleta le permite observar incluso movimientos o alteraciones no visibles al ojo con la captura de imagen o registro de video disponible en el software. La imagen del microscopio USB en la pantalla del ordenador es muy cómoda, y es ideal para efectuar documentaciones y presentaciones con el microscopio ante un público grande (p.e. enseñanza escolar, etc.).

- ▶ Microscopio continuo de 10 a 200 aumentos
- ▶ Microscopio con iluminación LED UV
- ▶ Transmisión de datos del microscopio al pc y alimentación a través de USB 2.0
- ▶ Resolución en pantalla de 1280 x 1024 px.
- ▶ Frecuencia de imagen: 30 imág. por segundo
- ▶ Función de registro de imagen y video
- ▶ Microscopio de construcción pequeña
- ▶ Incluye pie de apoyo y software
- ▶ Lente de gran precisión
- ▶ Software que permite medir distancias

Especificaciones técnicas

Resolución	1280 x 1024 píxeles
Aumento	Continuo de 10 a 200 aumentos
Campo de visión	Min.: 19 mm x 1,5 mm Máx.: 82 mm x 65 mm (distancia mín. de trabajo a 17 mm)
Colores	24 bit RGB
Sensor de imagen	2 Mega pixel
Rango de enfoque	Manual de 8 mm hasta 300 mm
Fuente luminosa	8 x LED UV
Frecuencia de imagen	30 imágenes
Formato video	AVI
Conexión a PC	USB 2.0
Alimentación	USB 2.0
Requisitos del sistema	A partir de Windows 98
Dimensiones	110 x 33 mm
Peso	90 g

Contenido del envío

1 x Microscopio UV PCE-MM 200UV
1 x Soporte
1 x Mini trípode
1 x Cable interfaz USB
1 x Software
1 x Manual de instrucciones

Nos reservamos el derecho a modificaciones