

Manto calefactor PCE-HM 100



PCE-HM 100

Un manto calefactor de laboratorio se emplea siempre cuando haya que calentar muestras o líquidos en un laboratorio. Para calentar el líquido dentro de un balón de destilación se coloca este en el manto calefactor, y se calienta mediante los elementos calefactores. Un manto calefactor es un aparato auxiliar que se usa en laboratorios. El manto calefactor le ayuda a calentar o templar diferentes muestras o sustancias químicas en el laboratorio. El balón de destilación, que acoge 100 ml, se coloca en una red hecha a ganchillo y se calienta mediante los elementos calefactores que hay debajo de la red.

El dispositivo tiene una potencia de 100 W y alcanza una temperatura de 450 °C. El manto calefactor calienta los 100 ml lo más rápido posible, ya que tiene un tiempo de calentamiento corto para proporcionar el resultado deseado. La regulación de la temperatura en el manto calefactor se realiza mediante un interruptor giratorio sin niveles.

- ▶ Para matraces de destilación hasta 100 ml
- ▶ Temperatura de calentamiento máx. 450 °C
- ▶ Potencia 100 W
- ▶ Tiempo de calentamiento corto
- ▶ Con interruptor giratorio
- ▶ Con indicadores luminosos

Especificaciones técnicas

Volumen del balón de destilación	100 ml
Potencia	100 W
Modo de funcionamiento	Continuo
Temperatura de calentamiento	Máx. 450 °C
Temperatura operativa	5 ... 40 °C
Humedad operativa	0 ... 90% H.r.
Carcasa	Acero fundido en frío con superficie pintada
Alimentación	230 V AC / 50 Hz
Dimensiones interiores	Ø 75 x 48 mm
Dimensiones exteriores	Ø 200x 170 mm
Peso	Aprox 1,44 kg

Contenido del envío

-
- 1 x Manto calefactor PCE-HM 100
 - 1 x Adaptador de corriente
 - 1 x Manual de instrucciones
-

Más información

Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones