

PCE Instruments Chile SA
RUT 76.423.459-6
Calle Santos Dumont N° 738, Local 4
Comuna de Recoleta – Santiago de Chile
Chile
Telf. +56 2 24053238
Fax: +56 2 2873 3777
info@pce-instruments.cl
www.pce-instruments.com/chile

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor, 53 – Bajo
02500 – Tobarra
Albacete
España
Telf.: +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

www.pce-instruments.com

Microscopio PCE-WSM 100 **Microscopio digital para talleres con tarjeta de memoria SD / Interfaz USB y HDMI /** **Pantalla LCD / Brazo giratorio / Hasta 220 aumentos / Full-HD**

El microscopio digital PCE-WSM 100 es un instrumento ideal para talleres de reparación y servicio. Gracias a su brazo giratorio puede situar la cámara del microscopio digital con precisión sobre el objeto que desea analizar. La gran pantalla de 12,5" permite al usuario poder ver con nitidez los objetos a los que apunta la cámara. La pantalla del microscopio digital para talleres se conecta por HDMI con la cámara. La conexión USB permite conectar el microscopio digital a un ordenador.

Para documentar sus trabajos puede almacenar las imágenes tomadas en una tarjeta SD. El microscopio digital para talleres soporta tarjetas de memoria hasta 64 GB. El microscopio digital para talleres integra una luz anular LED para iluminar los objetos, lo que permite una mejor visualización.



- Pantalla LCD de 12,5"
- Hasta 220 aumentos
- Resolución Full-HD

- Interfaz HDMI y USB
- Tarjeta de memoria SD hasta 64 GB
- Cámara sujeta a brazo giratorio

Especificaciones técnicas

Pantalla	LCD de 12,5", 1920 x 1080 píxeles
Resolución	2304 x 1536 píxeles
Aumentos	4,8x ... 220x
Fuente de iluminación	Luz anular LED
Conexiones	HDMI, USB
Memoria	Tarjeta SD, máx. 64 GB
Alimentación	110 ... 240 V AC / 50 Hz / 60 Hz
Altura de trabajo	33 ... 320 mm
Dimensiones	165 x 215 x 470 mm
Condiciones operativas	0 ... 40 °C / 30 ... 60 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 60 °C / 10 ... 80 % H.r.

Contenido del envío

- 1 x Microscopio digital PCE-WSM 100
- 1 x Unidad principal con iluminación y cámara
- 1 x Pantalla LCD
- 1 x Destornillador
- 1 x Cable HDMI
- 1 x Cable USB
- 1 x Fuente de alimentación
- 1 x Dispositivo de reseteo
- 1 x Software
- 1 x Manual de instrucciones