

Microscopio LCD PCE-DHM 30
Microscopio LCD para la visualización en pantalla / Conexión a PC a través de USB /
Soporte ajustable en altura / 720 p / Iluminación de la muestra por 8 LED /
Menú disponible en 12 idiomas / Alimentado por acumulador /
Tarjeta de memoria micro SD

El microscopio LCD PCE-DHM 30 es un microscopio de mesa multifuncional, pequeño y de fácil manejo. Este microscopio LCD no requiere ningún accesorio ya que dispone de una pantalla LCD que le muestra la imagen en tiempo real en una pantalla de mayor resolución. Gracias a los 8 LED integrados puede iluminar muy bien la muestra. El soporte que se incluye en el envío sujeta el microscopio LCD y la muestra, lo que le permite concentrarse de lleno en la imagen. El acumulador intercambiable y la ranura para la tarjeta de memoria micro SD permiten usar el microscopio LCD de forma móvil.

A través de la interfaz USB del microscopio LCD puede establecer una conexión directa con su ordenador. El software lo puede instalar en Windows y Mac. Por todo ello, el microscopio LCD es una herramienta ideal para escuelas y centros de formación y enseñanza.



- Alimentado por acumulador
- Pantalla de alta resolución
- Software para Windows y MacOS
- Intensidad de iluminación regulable

- Microscopio de mesa
- Menú en 12 idiomas
- Bajo consumo eléctrico
- Gran rango de enfoque

Especificaciones técnicas

Formato fichero	JPG/BMP/AVI
Dimensiones ópticas de la lente	1 / 6,5 "
Resolución imagen	VGA 1,3 M, 2 M, 3 M
Resolución vídeo	720p
Enfoque	Manual
Zoom	500/1000
Iluminación	8 bombillas LED (regulable)
Rango enfoque	10 ... 40 mm
Transmisión de imagen al PC	640*480 / 26 fps, 1280 * 720 / 26 fps
Balance de blancos	Automático
Iluminación digital	Automática
Sistema operativo	Windows XP o superior Mac OS x 10,5 superior
Idiomas	Ajuste en 12 idiomas
Construcción de la lente	2G + IR
Diafragma	F4,5
Ángulo de visión	16°
Memoria	Tarjeta micro SD
Transferencia de datos	USB 2.0
Temperatura ambiental	-20 °C ... 60 °C
Humedad ambiental	30 ... 85 % H.r.
Alimentación	Acumulador intercambiable o conexión USB
Consumo eléctrico	330 mA
Potencia absorbida	1,65 W

Contenido del envío

- 1 x Microscopio LCD PCE-DHM 30
- 1 x Trípode
- 1 x Cable USB
- 1 x Software
- 1 x Acumulador
- 1 x Manual de instrucciones