



Microscopio de bolsillo PCE-PMS 50

PCE-PMS 50

El microscopio de bolsillo dispone de 50 aumentos. El enfoque del microscopio de bolsillo se realiza girando el microscopio sobre la punta acrílica desenroscable. Con un diámetro de sólo 16 milímetros, los exámenes realizados con el microscopio de bolsillo son posibles en lugares donde ningún otro microscopio alcanza. Gracias a la iluminación LED del microscopio de bolsillo, el área a analizar puede ser iluminada incluso en la oscuridad.

El microscopio de bolsillo es apenas más grande que un bolígrafo y se puede llevar a cualquier lugar y en cualquier momento, por lo que es ideal para el control de calidad o para el técnico de servicio in situ. El microscopio de bolsillo incluye un estuche de cuero para su almacenamiento.

- ▶ Estuche de cuero para almacenamiento
- ▶ Diseño pequeño y compacto
- ▶ Clip de sujeción
- ▶ 50 aumentos
- ▶ Luz reflejada con iluminación LED
- ▶ No requiere iluminación adicional

Especificaciones técnicas

Zoom	50 aumentos
Escala de medición	0,05 ... 2 mm
Óptica	Monocular
Iluminación	Luz reflejada con 2 LED
Alimentación	3 x pilas LR927
Dimensiones	120 x 35 x 16 mm
Peso	Aprox. 30 g

Contenido del envío

1 x Microscopio de bolsillo PCE-PMS 50

1 x Estuche

3 x Pilas LR927

1 x Manual de instrucciones

Nos reservamos el derecho a modificaciones