

Mini agitador magnético PCE-MSR 50
Mini agitador magnetico hasta 1000 ml / Diámetro base de agitación: 88 mm /
Alimentación: red eléctrica / Ajuste de la velocidad de agitación

El mini agitador magnético PCE-MSR 50 es ideal para aplicaciones en laboratorios pequeños. El mini agitador magnético puede mezclar de forma segura cantidades de agitación entre 100 y 1000 ml. Puede colocar sobre la base del mini agitador magnético recipientes con un diámetro máximo de 88 mm.

Gracias a ello es posible colocar sobre el mini agitador magnético cualquier vaso o recipiente estándar. El mini agitador magnético se alimenta mediante un cable de 5 V. Como las dimensiones y peso del mini agitador magnético son reducidas es posible usar este dispositivo de forma móvil.



- Agitador magnético hasta 1000 ml
- De dimensiones reducidas
- Alimentado por red eléctrica

- Ajuste de la velocidad hasta 1000 rpm
- Diámetro base de agitación: 88 mm
- Para ensayos in situ y en laboratorio

Especificaciones técnicas

Accionamiento del puesto de agitación

Volumen de agitación

Rango velocidad

Superficie del puesto de agitación

Material de la base

Alimentación

Peso

Dimensiones

Motor

100 ... 1000 ml

0 ... 1600 rpm

Ø 88 mm

Plástico

Cable de red 5 V / 2 A DC, 90 ... 230 V AC

Aprox. 500 g

125 x 110 x 70 mm

Contenido de envío

1 x Mini agitador magnético PCE-MSR 50

1 x Fuente de alimentación 5 V / 2 A

1 x Imán agitador

1 x Manual de instrucciones