



Medidor de pH PCE-PH 17



PCE-PH 17

El medidor de pH es un medidor de pH con un electrodo completamente de vidrio. El hecho que sea de vidrio permite que la limpieza del electrodo sea más sencilla y profunda. El medidor de pH mide con una precisión de $\pm 0,1$ pH y una resolución de 0,01 pH. Gracias a ello, el medidor de pH es un dispositivo ideal para usarlo en aplicaciones de laboratorio sencillas.

La conexión BNC permite conectar otros electrodos a este medidor de pH. Gracias a su manejo sencillo puede ajustar sin ningún problema el medidor de pH a otro electrodo.

- ▶ Resolución de 0,01 pH
- ▶ Electrodo de cristal intercambiable
- ▶ Ideal para aplicaciones de laboratorio sencillas
- ▶ Apto para uso móvil
- ▶ Manejo sencillo
- ▶ Precisión de $\pm 0,1$ pH

Especificaciones técnicas

Rango	0,00 ... 14,00 pH
Precisión	± 0,1 pH (a 20 °C), ± 0,2 pH
Resolución	0,01 pH
Calibración	Ajuste manual de 1 punto
Alimentación	3 x pilas LR44 AG13, de 1,5 V
Condiciones ambientales	0 ... 50 °C
Dimensiones	175 x 51 x 25 mm
Peso	Aprox. 57 g

Contenido del envío

1 x Medidor de pH PCE-PH 17
1 x Destornillador
3 x Pilas LR44 AG13 de 1,5 V
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

PCE-PH47	Solución de conservación pH4+pH7
PCE-SSO-250	Solución de conservación 3mol/l (250ml)
PCE-SSO-500	Solución de conservación 3mol/l (500ml)

Más información

Productos similares

