



Cortador de muestras

MPC-3

Un cortador de muestras circulares se caracteriza por sus dimensiones compactas y su carcasa resistente de acero. Mediante las cuatro cuchillas integradas en el cortador de muestras circulares puede cortar en cuestión de segundos una muestra de 100 cm² (vellón, papel, cuero, textil, corcho, etc.). Un cuarto de vuelta es suficiente para cortar la muestra del material y medirla por su peso de superficie.

- ▶ Robusto y compacto
- ▶ Cuatro cuchillas integradas de acero inoxidable
- ▶ Grosor del material hasta 3 mm
- ▶ Superficie de la muestra de 100 cm²
- ▶ Con bloqueo mecánico
- ▶ Apto para muchos materiales

Características técnicas

Grosor muestra	Hasta 3 mm
Superficie muestra	100 cm ²
Diámetro muestra	Aprox. 113 mm
Carcasa	Acero fundido
Cuchillas de corte	Acero inoxidable
Dimensiones	165 x Ø115 mm
Peso	Aprox. 1,7 kg

Contenido del envío

1 x Cortador de muestras circulares MPC-3
4 x Cuchillas de acero inoxidable
1 x Base de goma

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones