

Digitalwaage PCE-BSW 3



Digitalwaage PCE-BSW 3

Digitalwaage mit eingebautem Akku / numerisches Display / schnelle Messrate
verschiedene Gewichtsbereiche / einfache Bedienung / Wiegefläche von 235 x 190 mm

Die Digitalwaage aus der PCE-BSW Serie ist ein idealer Begleiter für den mobilen Einsatz. Der mobile Einsatz wird bei der Digitalwaage durch den wechselbaren 5 Ah Akku ermöglicht. Dieser lässt sich über das mitgelieferte Netzteil wieder aufladen. Um die Digitalwaage auszurichten, ist in der Waage eine Libelle verbaut, die dem Bediener stets die aktuelle Positionierung anzeigt. Das Ausrichten erfolgt über die verstellbaren Füße auf der Unterseite der Digitalwaage.

Die Digitalwaage verfügt über zwei numerische LCD Anzeigen mit einer Ziffernhöhe von 15 mm. Auf der Rückseite der Digitalwaage befindet sich eine weitere LCD Anzeige. Dank dieser zweiten Anzeige bei der Digitalwaage können mehrere Zuschauer eine Wägung mitverfolgen und analysieren. Somit findet die Digitalwaage ihre Anwendung zum Beispiel an Universitäten, Schulen oder Ausbildungsstätten.

- ▶ Akkubetrieb für den mobilen Einsatz
- ▶ vorder- und rückseitige Anzeige
- ▶ numerisches Display
- ▶ Ausrichtung mittels Libelle
- ▶ große Auflagefläche von 235 x 190 mm

Technische Daten

Messbereich	0 ... 3000 g
Auflösung	0,1 g
Wiederholgenauigkeit	± 0,3 g
Linearität	± 0,3 g
Display	LCD, Ziffernhöhe 15 mm
Betriebsbedingungen	5 ... 25 °C, < 85 r.F. nicht kondensierend
Spannungsversorgung Akku	6 V, 5 Ah
Spannungsversorgung Netzteil	Primär: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz Sekundär: 9 VDC, 2000 mA
Abmessungen Auflagefläche	235 x 190 mm
Abmessung	287 x 271 x 127 mm
Gewicht	ca. 437 g (mit Akku)

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!