

Tischwaage PCE-DMS 1100



Tischwaage mit direkter Anzeige in g/m^2

Tischwaage mit RS-232 Schnittstelle / Hintergrundbeleuchtung / Stückzählfunktion

Messung des Flächengewichtes / auch für den mobilen Einsatz geeignet

Die Tischwaage wurde speziell für die Messung des Flächengewichtes konzipiert. Dank dieser Tischwaage können Flächengewichtsmessungen innerhalb kürzester Zeit durchgeführt und ausgewertet werden. Mit dieser Tischwaage können Sie auch zum Beispiel das Flächengewicht von Papier, Pappe oder diverse Textilien exakt bestimmen. Je nach Tischwaage können Wiegungen bis 1100 g bei einer Auflösung von 0,01 g durchgeführt werden.

Neben der Messung des Flächengewichtes kann die Tischwaage auch die Messdaten an einen PC übertragen. Dies wird mit Hilfe der verbauten RS-232 Schnittstelle ermöglicht. Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht eine stationäre Verwendung der Tischwaage. Alternativ kann die Tischwaage auch für den mobilen Einsatz verwendet werden. Hierfür können 3 x 1,5 V AA Batterien eingesetzt werden. Der optional erhältliche Rundprobenschneider für die Tischwaage stellt sicher, dass immer die gleichen Proben zur Flächengewichtsermittlung verwendet werden.

- ▶ hohe Genauigkeit
- ▶ Display mit Hintergrundbeleuchtung
- ▶ RS-232 Schnittstelle
- ▶ Stückzählfunktion, Flächengewichtswiegung
- ▶ Batteriebetrieb für den mobilen Einsatz
- ▶ Ausrichtung der Waage mit Libelle

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Messbereich	0 ... 1100 g / 0 ... 110.000 g/m²
Auflösung	0,01 g / 1 g/m ²
Wiederholgenauigkeit	± 0,02 g
Linearität	± 0,03 g
Stabilisationszeit	<3 s
Betriebsbedingungen	17,5 ... 22,5 °C / 85% r.F. nicht kondensierend
Schnittstelle	Seriell RS232
Spannungsversorgung Batterie	3 x 1,5 V AA
Spannungsversorgung Netzteil	Primär: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz Sekundär: 6 V, 500 mA
Abmessungen der Auflagefläche	270 x 200 x 80 mm
Gewicht	2 kg

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!