

# Digitalwaage PCE-BSW 7



## Digitalwaage PCE-BSW 7

**Digitalwaage** mit eingebautem Akku / numerisches Display / schnelle Messrate  
verschiedene Gewichtsbereiche / einfache Bedienung / Wiegefläche von 235 x 190 mm

Die Dosierwaage aus der PCE-BSW Serie ist ein idealer Begleiter für den mobilen Einsatz. Der mobile Einsatz wird bei der Dosierwaage durch den wechselbaren 5 Ah Akku ermöglicht. Dieser lässt sich über des mitgelieferte Netzteils wiederaufladen. Um die Dosierwaage auszurichten, ist in der Waage eine Libelle verbaut, die dem Bediener stets die aktuelle Positionierung anzeigt. Das Ausrichten erfolgt über die verstellbaren Füße auf der Unterseite der Dosierwaage.

Die Dosierwaage verfügt über zwei numerische LCD Anzeigen mit einer Ziffernhöhe von 15 mm. Auf der Rückseite der Dosierwaage befindet sich eine weitere LCD Anzeige. Dank dieser zweiten Anzeige bei der Dosierwaage können mehrere Zuschauer eine Wägung mitverfolgen und analysieren. Somit findet die Dosierwaage ihre Anwendung zum Beispiel an Universitäten, Schulen oder Ausbildungsstätten.

- ▶ Akkubetrieb für den mobilen Einsatz
- ▶ vorder- und rückseitige Anzeige
- ▶ numerisches Display
- ▶ Ausrichtung mittels Libelle
- ▶ große Auflagefläche von 235 x 190 mm

## Technische Daten

Messbereich	<b>0 ... 7500 g</b>
Auflösung	1 g
Wiederholgenauigkeit	± 2 g
Linearität	± 3 g
Display	LCD, Ziffernhöhe 15 mm
Betriebsbedingungen	5 ... 25 °C, < 85 r.F. nicht kondensierend
Spannungsversorgung Akku	6 V, 5 Ah
Spannungsversorgung Netzteil	Primär: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz Sekundär: 9 VDC, 2000 mA
Abmessungen Auflagefläche	235 x 190 mm
Abmessung	287 x 271 x 127 mm
Gewicht	ca. 437 g (mit Akku)

## Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!