

## Datenblatt für Kompaktwaaage PCE-BSH 6000

**kalibrierfähige Digitalwaage bis 6 kg / Auflösung ab 0,1 g / USB Schnittstelle  
Stückzählfunktion / verschiedene Wiegeeinheiten: g, kg, lb, ct, gn, gsm uvm. /  
Batterie und Netzbetrieb möglich / Unterflurwägung / optional PC Software**

Die preisgünstige Digitalwaage besticht durch eine recht hohe Auflösung selbst in höheren Wiegebereichen. Die Digitalwaage verfügt über eine abnehmbare, leicht zu reinigende Edelstahl- Wiegeplatte. Zur Standardausrüstung der Digitalwaage gehört auch eine Stückzählfunktion zum Zählen von gleich schweren Gegenständen. Die Stromversorgung der Digitalwaage erfolgt durch ein 12V Netzteil oder durch 6x 1,5 V AA Batterien die einen flexiblen Einsatz ermöglichen. Zur Nivellierung verfügt die Digitalwaage über verstellbare Standfüße.

Ein weiteres Plus der Digitalwaage ist die USB Schnittstelle, in Verbindung mit der optional erhältlichen Software können die Wiegedaten zu einem PC übermittelt werden. Mittels des ebenfalls optional erhältlichen Justiergewichts kann die Digitalwaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. nachjustiert werden. Um höchstmögliche Genauigkeit zu bieten verfügt die Digitalwaage über zwei Kalibriermöglichkeiten. Zum einen kann die Digitalwaage mit einem frei einstellbaren Kalibriergewicht justiert werden und zum anderen kann auch eine Mehrpunktkalibrierung durchgeführt werden. Die Digitalwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz.

- USB Schnittstelle
- Wiegebereich bis 6 kg
- hohe Auflösung ab 0,1 g
- Stückzählfunktion
- Mehrfachtare bis 100% F.S.
- Mehrpunkt - Kalibrierung möglich
- Kalibriergewicht frei wählbar
- Vielzahl verschiedener Wiegeeinheiten
- Unterflurwägung möglich (Haken optional)
- Netz oder Batteriebetrieb möglich

### Technische Daten

Wägebereich	
PCE-BSH 6000	6.000 g
PCE-BSH 10000	10.000 g
Auflösung	
PCE-BSH 6000	0,1 g
PCE-BSH 10000	0,2 g
Messunsicherheit	
PCE-BSH 6000	± 0,3 g
PCE-BSH 10000	± 0,6 g

Plattformgröße	160 x 180 mm
Tarierbereich	Mehrfach-Tara über den vollen Wiegebereich
Display	LCD mit 20 mm Ziffernhöhe Hintergrundbeleuchtung einstellbar
Wiegeeinheiten	g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, TolA, GSM
Schnittstelle	USB
Stromversorgung	12 V / 500 mA Netzteil (innen- / aussen+) (inkl.) oder mittels 6 x 1,5 V AA Batterien Stromverbrauch max. 47 mA
Abmessungen	200 x 265 x 100 mm
Gewicht	ca. 1,8 kg (ohne Batterien)
Versanddaten	370 x 260 x 170 mm / 2,5 kg

### **Lieferumfang**

1 x Digitalwaage PCE-BSH 6000, 1 x Wägeplatte, 1 x Netzkabel, Bedienungsanleitung