



## Allgemein

Eichung	eichfähig nach Klasse M III (geeicht geliefert)
Tarierbereich	über den vollen Wiegebereich
Wiegeeinheiten	kg / g
Einschwingzeit	<3 s
Bedienerdisplay	25 mm Zifferngröße LC-Display, beleuchtet
Kundendisplay	20 mm Ziffernhöhe auf der Rückseite, beleuchtet
Wägeplatte	Edelstahl 190 x 230 mm
Kalibrierung	extern möglich (nicht bei der geeichten Waage)
Stromversorgung	Akku 6V / 4A oder Netzbetrieb 9V / 800mA (inkl.)
Akkulaufzeit	ca. 90 Std.
Einsatztemperatur	0°C - 40°C
Abmessungen	235 x 240 x 130 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg

## Lieferumfang

1 x Apothekerwaage geeicht inkl. Akku, 1 x Netzteil, 1 x Anleitung