

Magnetrührer PCE-MSR 100



Der Magnetrührer eignet sich optimal um Fluide, bestehend aus diversen Komponenten, mit unterschiedlichsten Umdrehungszahlen bestmöglich zu vermischen und prima Ergebnisse zu garantieren. Magnetrührer ermöglichen Ihnen, Flüssigkeiten in geöffneten, als auch in verschlossenen Behältnissen zu verquirlen.

So kann zum Beispiel mit dem Magnetrührer mit Substanzen gearbeitet werden, die einer Abriegelung von der Umwelt erfordern. Die simple Geometrie des Rührfisches, vom Magnetrührer PCE-MSR 100, erleichtert auch die Reinigung und Säuberung erheblich. Um den kleinen Magneten wieder aus dem Rührbehältnis zu bekommen, benutzt man einen langen, plastikummantelten Magnetstab, auch Rührfischangel genannt.

- ▶ max. Rührmenge: 2 Liter
- ▶ Drehzahlbereich: 0 ... 1250 rpm. einstellbar
- ▶ kompakte Bauform
- ▶ einfache Bedienung

Technische Daten

Rührstellenanzahl	1
Rührmenge max. pro Rührstelle (H ₂ O)	2 l
Rührmenge max. (H ₂ O)	2 l
Drehzahlbereich	0 - 1250 rpm
Rührstäbchenlänge max.	30 mm
Aufstellfläche Abmessungen	Ø 145 mm
Abmessungen	Ø 185 x 75 mm
Gewicht	0.6 kg
Rührfischabmessung	Ø 7 x 30 mm
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	20 ... 60 °C
Zulässige Relative Feuchte	80 %
Stromversorgung	220V/ 50Hz

Weitere Informationen

Anleitung



Video



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!