

Datenblatt für Magnetrührer PCE-MSR 300

Magnetrührer PCE-MSR 300 mit großem Display und Einstellungsmöglichkeit von Temperatur, Rührgeschwindigkeit und Rührzeit. Die eingestellten Daten können direkt auf dem Display vom Magnetrührer abgelesen werden. Die max. Rührmenge bei diesem Magnetrührer beträgt 2 Liter. Die Heizplatte des Magnetrührer PCE-MSR 300 kann auf eine Temperatur von 300 °C aufgeheizt werden.

Der im Lieferumfang befindliche Temperatursfühler ermittelt die Temperatur der Flüssigkeit und überwacht die voreingestellte Temperatur vom Magnetrührer. Die simple Geometrie des Rührfisches, vom Magnetrührer PCE-MSR 300, erleichtert auch die Reinigung und Säuberung erheblich. Um den kleinen Magneten wieder aus dem Rührbehältnis zu bekommen, benutzt man einen langen, plastikummantelten Magnetstab, auch Rührfischangel genannt.

- Rührmenge: 2 Liter
- Rührgeschwindigkeit: 0 ... 1250 rpm
- Temperaturbereich: RT ... 300 °C
- Timer: 0 ... 999 min.

Technische Daten:

Magnetrührer PCE-MSR 300

Rührstellenanzahl	1
Rührmenge max. pro Rührstelle	2 l
Rührmenge max.	2 l
Drehzahlbereich	0 - 1250 rpm
Temperaturbereich	20 ... 300 °C
Heizleistung	300 W
Genauigkeit	< 100 °C / ±1 °C > 100 °C / ±3 °C
Platten Abmessungen	135 x 135 mm
Gewicht	2,2 kg
Timerbereich	0 ... 999 min
Stromzufuhr	220 V / 50 Hz
Abmessungen	230 x 180 x 120 mm

Lieferumfang:

- 1 x Magnetrührer mit Heizung PCE-MSR 300,
- 1 x Rührfisch,
- 1 x Temperaturfühler,
- 1 x Bedienungsanleitung