

## Datenblatt für Vermessungs - Mikroskop XC-100L

### **Tragbares Vermessungs-Mikroskop/ monokular / 100-fache Vergrößerung/ bequeme Anwendung / mikrometrisches Okular**

Das tragbare Vermessungs-Mikroskop XC-100L überzeugt durch das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis. Ein 10x achromatisches Objektiv und ein mikrometrisches Okular, welches mit einem Kreuz in 0,1 mm geteilt ist, bilden nur einen Teil der Ausstattung von unserem Vermessungs-Mikroskop. Durch eine verstellbare batteriebetriebene Xenon-Stablampe an dem Vermessungs-Mikroskop ist eine sehr gute Beleuchtung auch ohne Netzanschluss in der Nähe möglich. Den Fokus von dem Vermessungs-Mikroskop können Sie mithilfe eines Zahnstangenantriebes einstellen, so dass Sie die Perfekte Sicht für die Untersuchung mit dem Vermessungs-Mikroskop erzielen können.

- Vergrößerung: 40x, 100x
- monokular
- Zahnstangengesteuerter Fokus
- einstellbare, batteriebetriebene Stiflleuchte
- mikrometrisches Okular
- bequeme und praktische Bedienung

### **Technische Spezifikationen**

Kopf	Monokular
Okular	10x Gesichtsfeld 18 mm mit 0,1 mm Fadenkreuz
Objektiv	achromatisch 10x
Vergrößerung	40x 100x
Arbeitsabstand	9 mm bei 40-facher Vergrößerung 7 mm bei 100-facher Vergrößerung
Bildfeld	4,2 mm bei 40-facher Vergrößerung 1,6 mm bei 100-facher Vergrößerung
Fokusstrecke	30 mm
Beleuchtung	Auflicht: Xenon-Stablampe, verstellbar, batteriebetrieben
Stativ	tragbar

### **Lieferumfang**

1x Vermessungs-Mikroskop XC-100L, 1x Bedienungsanleitung