

## Digitale pH-meter PCE-PH 26F

**eenvoudig te bedienen pH-meter voor de meting van viskeuze stoffen / vlakke pH-elektrode / automatische temperatuurcompensatie**

De digitale pH-meter PCE-PH 26F wordt gebruikt om de pH-waarde van viskeuze stoffen te meten. Dankzij de vlakke pH-elektrode is deze pH-meter bijzonder geschikt voor die toepassing. De digitale pH-meter heeft een meetbereik van -1 ... 15 pH en beschikt over een interne kalibratiefunctie met 3 kalibreerpunten. Verder wordt de temperatuurcompensatie automatisch doorgevoerd.

De pH-meter is uitgerust met een LC-display waarop de meetwaarden erg goed af te lezen zijn. De digitale pH-meter PCE-PH 26F wordt bediend met gebruik van drie toetsen. Bovendien kan de actuele meetwaarde vastgehouden worden op het display. Het apparaat werkt op batterijvoeding (2 x AAA 1,5 V) en wordt geleverd met 3 kalibratiepoeders, van 4, 7 en 10 pH.



- LC Display
- 1-, 2- of 3-punt kalibratie
- Met beschermkapje
- Verwisselbare pH-elektrode
- Automatische temperatuurcompensatie
- Compact en robuust meetinstrument

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl



## Technische data

Meetbereik	- 1 ... 15 pH
Nauwkeurigheid	± 0,01 pH
Resolutie	0,01 pH
Kalibratiepunten	1, 2 of 3
Automatische testpoeder-herkenning	ja
Temperatuur meetbereik	0,0 ... 60 °C 32 ... 140 °F
Resolutie temperatuur	0,1 °C
Meetnauwkeurigheid temperatuur	±1 °C
Kalibratiepunt	1
Temperatuurcompensatie	automatisch 0 ... 60 °C
Omgevingscondities	0 ... 60 °C / max. 80 % r.v.
Voeding	2 x 1,5 V AAA batterijen
Afmetingen	185 x 40 mm
Gewicht	100 g

## Levering

- 1 x Digitale pH-meter PCE-PH 26F
- 2 x 1,5 V AAA Batterij
- 1 x Transport box
- 3 x Kalibratiepoeder
- 1 x Handleiding



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl



Afbeeldingen van de pH-meter:



Display



Testpoeder



Elektrode



*De PCE-PH 26F in gebruik*