

Magneetroerder PCE-MSR 410/415

**Magneetroerder tot 400 ml per roerpunt / 10 of 15 roerpunten /
300 tot 1500 omwentelingen per min. / timerfunctie / pulsmodus**

De magneetroeders met meerdere roerpunten zijn bijzonder geschikt voor reeksonderzoek. De reproduceerbaarheid van de resultaten wordt verzekerd door de 10 of 15 synchroon roterende roerpunten van de magneetroerder. De roersnelheid is instelbaar tussen 300 en 1500 omwentelingen per minuut in stappen van 10. Op de multifunctionele roerder kunnen mengtijden worden geselecteerd in stappen van 1 tot 999 minuten. Als extra optie kan de draairichting automatisch worden gewijzigd op de multifunctionele roerder. Als wisselinterval biedt de magneetroerder met meerdere roerpunten een tijdsinterval tussen 30 en 99 seconden.

Om ervoor te zorgen dat de magneetroerder stevig staat, is de behuizing voorzien van 4 rubberen voetjes. Het roerplatform van de magneetroerder is gemaakt van roestvrij staal en gecoat met een siliconenlaag om uitglijden te voorkomen. Op de multifunctionele roerder kunnen per roerpunt vaten met een diameter van ca. 80 mm worden opgesteld. De magneetroerder met meerdere roerpunten kan volumes tot 400 ml per roerpunt roeren.



- 10 of 15 roerpunten
- instelbaar van 300 tot 1500 omwentelingen
- RVS plateau met siliconencoating
- 400 ml per roerpunt
- timer- en pulsfunctie
- 110 V of 230 V voeding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische data

Aandrijving van de roerpunten	Borstelloze motoren	
Max. roerhoeveelheid	400 ml per roerpunt	
Max. diameter vat / roerpunt	80 mm	
Instelbaar snelheidsbereik	300 ... 1500 rpm	
Nauwkeurigheid snelheid	10 rpm	
Timer bereik	1 ... 999 minuten oneindig	
Aanbevolen lengte roerstaven	25 mm	
Beschermingsklasse	IP 42	
Bedrijfsomstandigheden	5 ... 40 ° C max. 80 r.v.	
Voeding / stroomverbruik	110 V AC / 3,6 A 230 V AC / 1,7 A	
Interface	RS232 alleen voor servicedoeleinden	
	PCE-MSR 410	PCE-MSR 415
Aantal roerpunten	10	15
Afmetingen roerveld	460 x 178 mm	460 x 264 mm
Energieverbruik	11 W.	15 W.
Afmetingen	565 x 196 x 75 mm	568 x 282 x 76 mm
Gewicht	ca. 5 kg	ca. 6 kg

Leveringsomvang magneetroerder PCE-MSR 410 of PCE-MSR 415

- 1 x magneetroerder met meerdere roerposities PCE-MSR 410 of PCE-MSR 415
- 1 x roerstaaf van 25 mm
- 1 x aansluitkabel
- 1 x handleiding



