

Magneetroerder PCE-MSR 150



Magneetroerder PCE-MSR 150

**Roersnelheid instelbaar (tot 2200 omwentelingen per minuut)/timer voor automatische uitschakeling/roeren tot 10000 ml
vloeistof/IP43 beschermklasse/impulsfunctie**

De magneetroerder PCE-MSR 150 kan ingezet worden voor vloeistoffen met een volume tot 10 liter. De magneetroerder heeft een instelbaar toerentalbereik van 200...2200 rpm. Het toerental kan in stappen van 10 rpm veranderd worden. De magneetroerder bezit een timerfunctie. Het roerplateau is gemaakt van rvs en heeft een oppervlak van ca. 115 mm. De magneetroerder wordt gevoed middels een externe netstroomadapter en de bediening van de magneetroerder geschiedt via de eenvoudige toetsen.

Naast de continue roerfunctie, is de magneetroerder PCE-MSR 150 uitgerust met een impulsfunctie. Deze functie maakt het mogelijk een vloeistof op vooraf ingestelde frequenties te roeren. De soft-start zorgt ervoor dat de roervloeistof niet te veel spettert.

- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Rustige en slijtagevrije aandrijving
- ▶ Automatische beëindiging van de roervoortgang
- ▶ Roerplateau met IP43 beschermklasse
- ▶ Afzonderlijke, vrijstaande roerlocatie
- ▶ Variabel instelbaar 200 ... 2200 rpm
- ▶ Timerfunctie
- ▶ Impulsfunctie

Technische gegevens

Roeraandrijving	motorisch
Max. roerhoeveelheid	10 l
Instelbare snelheid	200 ... 2200 omwentelingen/min-1
Nauwkeurigheid snelheid	±20 omwentelingen/min-1
Timerbereik	1 ... 999 minuten
	oneindig
Aanbevolen lengte van de roerstaaf	25 ... 60 mm

Roergebied	Ø115 mm
Beschermklasse	IP43
Bedrijfscondities	5 ... 40 °C max. 80 % r.v.
Spanningsverzorging	netstroomadapter 24 V / 1,5 A DC
Stroomverbruik	5,5 W
Afmetingen	156 x 248 x 77 mm
Gewicht	ca. 1,4 kg

Meer informatie

Gebruiksaanwijzing



Meer over het product



Verwante producten



Subject to change