



Compacte weegschaal van de serie PCE-BS

kalibreerbare, goedkope en compacte weegschaal met verschillende weegbereiken (300 g, 3000 g, 6000 g / afhankelijk van het model), met selecteerbare weegeenheden (g, kg, oz, lb, ozt, ct, gn) en telfunctie voor eenheden (alleen PCE-BS 300 en PCE-BS 3000)

De kleine weegschaal van de serie PCE-BS is een goedkope weegschaal van goede kwaliteit. Deze compacte weegschaal is van een demonteerbare weegplaat voorzien, hetgeen zeer nuttig is om het apparaat te kunnen reinigen. Zijn grote nauwkeurigheid van 0,01 g (voor het model PCE-BS 300) maakt dat deze weegschaal uniek is in zijn prijsklasse. Alleen voor de modellen PCE-BS 300 en PCE-BS 3000 beschikt de standaarduitrusting over een telfunctie voor eenheden (het model PCE-BS 6000 is niet met deze telfunctie uitgerust). De compacte weegschaal werkt op 230 V, waardoor hij niet op een vaste plek gebruikt hoeft te worden. Voor nivellering beschikken alle weegschalen van deze serie over instelbare pootjes en een in de behuizing ingebouwde waterpas. Bij de zending van het model PCE-BS 300 behoort ook een plastic behuizing die dient als windbescherming. Met de optioneel verkrijgbare gewichten kunt u de compacte weegschaal op een snelle wijze instellen en controleren. U kunt ons de weegschaal opsturen zodat wij een ISO-laboratoriumkalibratie of een periodieke herkalibratie kunnen uitvoeren. Dit kunt u ook in een geaccrediteerd laboratorium laten doen. De compacte weegschaal is het ideale instrument voor de productiesector, het laboratorium, voor de controle van inkomende en uitgaande goederen, evenals voor mobiel gebruik (bijvoorbeeld voor werknemers van een technische buitendienst). Mocht u vragen hebben over de kleine weegschaal, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer + 31 (0)900 - 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de kleine weegschaal en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- Instelprogramma: voor het instellen van de nauwkeurigheid d.m.v. optionele proefgewichten
- Telfunctie voor eenheden: referentie te kiezen uit 10, 20, 50 of 100 eenheden, met omschakeling van de weergave van eenheid naar gewicht (alleen voor de modellen PCE BS 300 en PCE BS 3000)
- Tarrafunctie in het midden van het bereik (meervoudige tarrering mogelijk)
- Automatische verlichting van het beeldscherm (indien de compacte weegschaal stabiel staat, verschijnt er een stabiliteitsindicator op het beeldscherm en wordt de verlichting intenser)
- Selectie van verschillende weegeenheden via het toetsenbord (g, oz, lb, ozt, ct, gn, voor de modellen PCE-BS 3000 en PCE-BS 6000 / g, kg, lb, oz voor het model PCE-BS 300)
- Bescherming tegen stof en waterspatten IP 54
- Standaard netstroomadapter voor 230 V bij de zending inbegrepen
- Batterijvoeding mogelijk
- Batterijstatusindicator
- Demonteerbare roestvrij stalen weegplaat (over plastic houder)
- Optioneel ISO-certificaat voor de compacte weegschaal (bijvoorbeeld om aan uw DIN ISO 9000 te voldoen)

Technische gegevens van de kleine weegschaal PCE-BS

Model compacte weegschaal	Weegbereik [g]	Afleesbaarheid [g]	Reproduceerbaarheid [g]	Lineariteit [g]	Gewicht en minimaal aantal eenheden [g]	Weegplaat [mm]
PCE-BS 300	300	0,01	0,01	± 0,03	0,02	Ø 95
PCE-BS 3000	3000	0,1	0,1	± 0,2	0,2	160 x 135
PCE-BS 6000	6000	1	1	± 2	-----	160 x 135

Minimaal gewicht van de te tellen eenheid het minimale gewicht van de te tellen eenheid is :
 voor model PCE-BS-300 = 0,02 g / eenheid en voor de PCE-BS-3000 = 0,2 g / eenheid

Telling van de eenheden aantal eenheden met de volgende referenties: 10, 20, 50 of 100 eenheden

Indicator LCD-beeldscherm van 15 mm

Netstroomadapter 230 V / 50 Hz, mogelijk om op 1,5V batterijen te werken

Bescherming IP 54



Afmetingen in totaal: 165 x 230 x 80 mm

Gewicht ca. 1 kg

Beelden

Deze compacte weegschaal kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de verschillende componenten van een chemisch mengsel te wegen. Ter controle kan het gewicht van alle componenten na de weging worden aangeduid. De tarrering (kan verschillende malen worden uitgevoerd) geschiedt door op de "ZERO"-toets van het beeldscherm te drukken.



Inhoud van de zending van de kleine weegschaal PCE-BS

1 x compacte weegschaal PCE-BS (afhankelijk van het model), 1 x weegplaat, 1 x netsnoer en 1 x gebruiksaanwijzing

Het model PCE-BS 300 is tevens van 1 x plastic windbescherming voorzien

