

Materiaaltestbank adapter PCE-DFG FD 300

Adapter voor materiaaltestbank voor krachtmetingen / incl. software / 11 onderdelen

De PCE-DFG FD 300 is een nuttige uitbreiding op de materiaaltestbank PCE-MTS 500 in combinatie met een krachtmeetapparaat (b.v. PCE-DFG N 5K). Met deze extensie kunt u force-path-diagrammen en verlopen maken. De meegeleverde software biedt de gebruiker een geoptimaliseerde interface om diagrammen en grafieken te evalueren. Op deze manier kunnen materiaaltesten met krachten tot 5000 N (500 kg) worden uitgevoerd.



Wijzigingen voorbehouden



Technische gegevens:

Meetbereik	-150 ... 150 mm
Resolutie	0,01 mm
Nauwkeurigheid	±0,03 mm
Bedrijfscondities	Temperatuur: 0 ... +50 °C
Opslagcondities	Temperatuur: -20 ... +65 °C
	Vochtigheid: 10 ... 95 % RV, niet-condenserend
Gewicht	360 gr
Voeding	3VR 2032
Afmetingen	394x40x10 mm (H x B x D)

Leveromvang:

- 1 x materiaaltestbank adapter PCE-DFG FD 300
- 1 x beugels (bestaande uit 11 onderdelen)
- 1 x montageset (bestaande uit 24 schroeven en 2 made schroeven)
- 1 x meetsysteem
- 1 x datakabel
- 1 x USB-stick met PCE-DFG FD-software

- materiaaltestbank en krachtmeter zijn niet inbegrepen!-

Accessoires:

PCE-SJJ015

Kleminrichting met grote openingsbreedte voor loslatingstest van blok, glas en karton

- capaciteit 5 kN
- max. opening 33 mm
- schroefdraadaansluiting: M10




Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





Afbeeldingen van de Materiaaltestbank adapter PCE-DFG FD 300



Wijzigingen voorbehouden



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl