

## Mini-magneetroerder PCE-MSR 50

**Mini-magneetroerder tot 1000 ml / 88 mm platform / netstroom / instelbare roersnelheid**

De mini-magneetroerder PCE-MSR 50 is ideaal voor het gebruik in een klein laboratorium. De magneetroerder kan volumes van 100 ... 1000 ml roeren. Op het roeroppervlak van de mini-magneetroerder kunnen vloeistofcontainers met een max. diameter van 88 mm geplaatst worden.

Hierdoor kan het apparaat gebruikt worden voor alle gangbare labobekers. De magneetroerder wordt gevoed met een 5V netstroomadapter. Op grond van de geringe afmetingen en gewicht kan de mini-magneetroerder ook op locatie gebruikt worden.



- magneetroerder tot 1000 ml
- kleine afmetingen
- netstroom

- instelbare roersnelheid: 0 ... 1600 rpm
- roeroppervlak 88 mm
- voor laboratoria en op locatie

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl



### Technische data van de PCE-MSR 50

roeraandrijving	motorisch
roervolume	<b>100 ... 1000 ml</b>
instelbare roersnelheid	0 ... 1600 rpm
roeropervlak	Ø 88 mm
materiaal platform	kunststof
voeding	netadapter 5 V / 2 A DC 90 ... 230 V AC
gewicht	ca. 500 g
afmetingen	125 x 110 x 70 mm

### Leveromvang van de mini-magneetroerder PCE-MSR 50

- 1 x mini-magneetroerder PCE-MSR 50
- 1 x netstroomadapter 5 V / 2 A
- 1 x roerstaaf
- 1 x handleiding



De magneetroerder in gebruik:



Aanvullende afbeeldingen van de magneetroerder:

