

pH-Meter PCE-PH 15

school pH-meter / resolutie 0,01 pH / afneembare elektrode / kinderlijk eenvoudige bediening / klein en handzaam meetinstrument / 1-punt justage / voor eenvoudige meettaken

De pH-meter PCE-PH 15 is een meetinstrument voor de bepaling van de pH-waarde in vloeistoffen. Dankzij zijn eenvoudige bediening is de pH-meter PCE-PH 15 ideaal voor o.a. het gebruik op scholen of opleidingscentra. Naast de normale meetfunctie beschikt de school pH-meter over een "HOLD"-functie. Hierbij is het mogelijk de actueel weergegeven meetwaarde te bevriezen op het display van de pH-meter.

Met een nauwkeurigheid van $\pm 0,1$ pH en een resolutie van 0,01 pH kunnen met deze pH-meter zeer precieze metingen doorgevoerd worden. Door zijn kleine en compacte design is de PCE-PH 15 uitstekend geschikt voor het meten op locatie.



- kinderlijk eenvoudige bediening
- nauwkeurigheid van $\pm 0,1$ pH
- ideaal voor scholingsdoeleinden

- afneembare elektrode
- klein en handzaam
- resolutie van 0,01 pH

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische data

meetbereik	0,00 ... 14,00 pH
meetnauwkeurigheid	± 0,1 pH (bij 20 °C), ± 0,2 pH
resolutie	0,01 pH
justage	manuele 1-punt justage
voeding	3 x 1,5 V (LR44 AG-13 batterij)
arbeidsomgeving	0 ... 50 °C
afmeting	175 x 51 x 25 mm
gewicht	ca. 57 g

Leveromvang

- 1 x pH-meter PCE-PH 15
- 1 x mini schroevendraaier
- 3 x 1,5 V LR44 AG-13 batterijen
- 1 x handleiding



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Afbeeldingen van de pH-meter:

