

## Precisie weegschalen PCE-BSK serie

### precisieweegschaal met stuktelfunctie / batterijvoeding voor mobiele inzet / RS232 interface / interne waterpas voor het uitlijnen van de weegschaal

De precisieweegschaal PCE-BSK is een weegschaal voor dagelijks gebruik in het laboratorium. In aanvulling op de normale weegfuncties beschikt deze weegschaal over een stuktelfunctie. Met behulp van deze functie kan de weegschaal een aantal bepalen van producten met een bekende grootte. Dit maakt dat de weegschaal ook ideaal te gebruiken is in de logistiek. Zodat het display ook bij slechte lichtomstandigheden goed af te lezen is, is deze uitgerust met achtergrondverlichting.

Naast alle meetfuncties, beschikt de weegschaal over een RS232 interface. Dankzij deze interface kunnen alle weegwaarden overgedragen worden, bijvoorbeeld naar een pc. De weegschaal kan zowel voor stationaire, als mobiele weegtaken gebruikt worden. Tijdens de mobiele inzet wordt gebruik gemaakt van 3 1,5V AA batterijen, die gemakkelijk geplaatst kunnen worden.



- stuktelfunctie
- RS-232 interface
- achtergrondverlichting
- batterijvoeding voor mobiele inzet
- interne waterpas voor het uitlijnen
- hoge nauwkeurigheid

#### Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



## Technische data

<b>model</b>	<b>PCE-BSK 310</b>
meetbereik	0 ... 310 g
resolutie	0,001 g
herhaalnauwkeurigheid	± 0,002 g
lineariteit	± 0,003 g
windkap	met windkap
afmetingen weegplateau	Ø 90 mm
afmetingen	270 x 265 x 190 mm
gewicht	3,5 kg
<b>model</b>	<b>PCE-BSK 1100</b>
meetbereik	0 ... 1100 g
resolutie	0,01 g
herhaalnauwkeurigheid	± 0,02 g
lineariteit	± 0,03 g
windkap	zonder windkap
afmetingen weegplateau	Ø 130 mm
afmetingen	270 x 200 x 80 mm
gewicht	2 kg
<b>model</b>	<b>PCE-BSK 5100</b>
meetbereik	0 ... 5100 g
resolutie	0,1 g
herhaalnauwkeurigheid	± 0,2 g
lineariteit	± 0,3 g
windkap	zonder windkap
afmetingen weegplateau	160 x 160 mm
afmetingen	270 x 200 x 80 mm
gewicht	2 kg
<b>overige specificaties</b>	
omgevingscondities	17,5 ... 22,5 °C, 85% r.v. niet condenserend
interface	RS232
voeding met batterijen	3 x 1,5 V AA
voeding met netstroomadapter	primair: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz secundair: 6 V, 500 mA

## Leveromvang

- 1 x weegschaal PCE-BSK serie
- 1 x testgewicht
- 1 x netstroomadapter
- 1 x handleiding



## Afbeeldingen van de weegschaal

