

## Compacte weegschaal PCE-BSW 3 / PCE-BSW 7

**compacte weegschaal met ingebouwde accu / numerieke weergave / snelle weegsnelheid  
verschillende gewichtsbereiken / eenvoudige bediening / weegoppervlak van 235 x 190 mm**

De compacte weegschaal uit de PCE-BSW-serie is het ideale metgezel voor mobiel gebruik. Het mobiele gebruik van de weegschaal wordt mogelijk gemaakt door de verwisselbare 5 Ah accu. Deze kan worden opgeladen met de meegeleverde netstroomadapter. Om de weegschaal recht uit te lijnen, is een waterpas ingebouwd in de weegschaal, die de operator altijd de huidige positionering laat zien. De uitlijning vindt plaats via de stelvoetjes aan de onderzijde van de weegschaal.

De doseer weegschaal heeft twee numerieke LCD-displays met een cijferhoogte van 15 mm. Op de achterkant van de weegschaal bevindt zich nog een LCD-display. Dankzij dit tweede display kunnen meerdere kijkers een weging volgen en analyseren. De weegschaal wordt daarom bijvoorbeeld gebruikt bij universiteiten, scholen of opleidingscentra.



- Batterijvoeding voor mobiel gebruik
- Voor- en achterdisplay
- Numerieke weergave

- Uitlijning met een ingebouwde waterpas
- Groot weegvlak van 235 x 190 mm
- Verschillende meetbereiken

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl



## Technische data

Model	Meetbereik	Resolutie
<b>PCE-BSW 3</b>	<b>0 ... 3000 g</b>	<b>0,1 g</b>
<b>PCE-BSW 7</b>	<b>0 ... 7500 g</b>	<b>1 g</b>
Herhaalbaarheid	PCE-BSW 3: $\pm 0,2$ g PCE-BSW 7: $\pm 2$ g	
Lineariteit	PCE-BSW 3: $\pm 0,3$ g PCE-BSW 7: $\pm 3$ g	
Kalibratie	extern	
Display	LCD, cijferhoogte 15 mm	
Bedrijfsomstandigheden	5 ... 25 ° C, <85 RH niet-condenserend	
Voeding batterij	6 V, 5 Ah	
Voeding netstroom	Primair: 100 ... 240 V, 50/60 Hz Secundair: 9 VDC, 2000 mA	
Afmetingen weegvlak	235 x 190 mm	
Afmetingen	287 x 271 x 127 mm	
Gewicht	ca. 437 g (met batterij)	

## Leveringsomvang doseerschaal PCE-BSW-serie

- 1 x weegschaal PCE-BSW-serie
- 1 x voedingsadapter
- 1 x handleiding





**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**  
PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl)    I: [www.pcebrookhuis.nl](http://www.pcebrookhuis.nl)

