

Agitador magnetico PCE-MSR 150

Velocidad de agitación ajustable (hasta 2200 rpm) / Temporizador para la desconexión automática / Cantidad máxima agitable: 10.000 ml / Tipo de protección IP21 / Función de impulso

El agitador magnético PCE-MSR 150 es apto para agitar soluciones acuosas hasta 10 litros. El agitador magnético tiene una velocidad de agitación ajustable de 200 ... 2200 rpm. Puede modificar la velocidad de rotación en pasos de 10 rpm. Además de la función de agitación permanente el agitador magnético PCE-MSR 150 tiene una función de temporizador. Esta característica permite agitar los medios acuosos en un período de tiempo preestablecido. La placa de agitación está hecha de acero inoxidable y tiene un área de aprox. 115 mm. El agitador magnético se alimenta a través de una unidad de fuente de alimentación externa. El funcionamiento del agitador magnético se realiza mediante teclas simples.

Adicionalmente a la función de agitación, el agitador magnético PCE-MSR 150 está equipado con una función de impulso. Esta función permite agitar un líquido en períodos definidos. Por otro lado, el arranque suave impide que salpique el líquido.



- Manejo sencillo
- Accionamiento silencioso y sin desgaste
- Finalización automática de la agitación
- Tipo de protección IP21
- Puesto de agitación libre
- Ajuste de la velocidad: 200 ... 2200 rpm
- Función temporizador
- Función de pulso

Especificaciones técnicas

Accionamiento del punto de agitación	Motor
Máx. cantidad a agitar	10 l
Rango de velocidad	200 ... 2200 rpm
Precisión de velocidad	±20 rpm
Rango del temporizador	1 ... 999 minutos y modo infinito
Longitud recomendada de la varilla de agitación	25 ... 60 mm
Material de la placa de agitación	Acero inoxidable
Resolución / Ajuste de la temperatura	1 °C
Superficie de agitación	Ø115 mm
Clase de protección	IP21
Condiciones operativas	5 ... 40 °C / máx. 80 % H.r.
Alimentación	Fuente de alimentación 24 V / 1,5 A DC
Entrada	5,5 W
Dimensiones	156 x 248 x 77 mm
Peso	Aprox. 1,4 kg

Contenido del envío

- 1 x Agitador magnético PCE-MSR 150
- 1 x Imán agitador con revestimiento PTFE de 25 x 8 mm
- 1 x Fuente de alimentación
- 1 x Manual de instrucciones