



## Medidor de pH PCE-PH 15

### PCE-PH 15

El medidor de pH es un dispositivo que determina el valor pH en líquidos. Gracias a su manejo sencillo, este medidor de pH es ideal para usarlo en centros de enseñanza o de formación. Además de medir el valor en tiempo real, el medidor de pH dispone de la función HOLD. Esta función le congela el valor actual en pantalla.

El medidor de pH mide con una precisión de  $\pm 0,1$  pH y una resolución de 0,01 pH. Las dimensiones reducidas y la construcción compacta convierten este medidor de pH en un dispositivo ideal para aplicaciones móviles.

- ▶ Manejo muy sencillo
- ▶ Precisión:  $\pm 0,1$  pH
- ▶ Ideal para centros de enseñanza
- ▶ Electrónica extraíble
- ▶ Dispositivo de mano pequeño
- ▶ Resolución: 0,01 pH

---

#### Especificaciones técnicas

Rango	0,00 ... 14,00 pH
Precisión	± 0,1 pH (a 20 °C), ± 0,2 pH
Resolución	0,01 pH
Calibración	Ajuste manual de 1 punto
Alimentación	3 x pilas LR44 AG13, de 1,5 V
Condiciones ambientales	0 ... 50 °C
Dimensiones	175 x 51 x 25 mm
Peso	Aprox. 57 g

---

---

#### Contenido del envío

1 x Medidor de pH PCE-PH 15
1 x Destornillador
3 x Pilas LR44 AG13 de 1,5 V
1 x Manual de instrucciones

---

---

#### Accesorios

PCE-PH47	Solución de conservación pH4+pH7
PCE-SSO-250	Solución de conservación 3mol/l (250ml)
PCE-SSO-500	Solución de conservación 3mol/l (500ml)

---

Nos reservamos el derecho a modificaciones