



Medidor de pH PCE-PH20



PCE-PH20

El medidor de pH, modelo es un dispositivo de mano de fácil manejo para determinar el valor pH en soluciones acuosas. El medidor de pH resistente al agua, sirve para determinar el valor pH de forma rápida y precisa. La pantalla permite una fácil lectura del valor pH. Gracias a su carcasa robusta y resistente al agua (IP 67) puede usar el medidor de pH incluso en ambientes adversos. Una recalibración garantiza obtener siempre una alta precisión. Es muy sencilla de realizar usando los sets de calibración opcionales.

- ▶ Resistente al agua (IP 67)
- ▶ Electrodo externo especial con cable
- ▶ Alta precisión
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Incluye soluciones de calibración
- ▶ Función Data-Hold
- ▶ Pantalla digital de fácil lectura
- ▶ Manejo sencillo

Especificaciones técnicas

Rango	0,00...14,00 pH
Resolución	0,01 pH
Precisión	±0,07 pH (Rango: 5 ... 9 pH) ±0,1 pH (Rango: 4 ... 4,9 y 9,1 ... 10 pH) ±0,2 pH (Rango: 1 ... 3,9 y 10 ... 13 pH)
Calibración	Automática, con soluciones de calibración pH 4, 7 o 10
Electrodo	Electrodo pH con conector BNC para líquidos
Alimentación	4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Condiciones ambientales	0 ... +60 °C / <80 % H.r.
Dimensiones	180 x 40 mm
Peso	220 g

Más información

Productos similares



Contenido del envío

1 x pH-metro para suelo PCE-PH20
1 x Electrodo de pH PE-03
4 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Set de calibración con soluciones de pH4 y pH7 (de 75 ml)
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

PCE-PH47-50	Solución de conservación pH4+pH7 (50ml)
PE-03	Electrodo de pH de repuesto
CAL-PCE-PH	Certificado de calibración ISO

Nos reservamos el derecho a modificaciones