



## Viscosímetro analógico

### PCE-RVI 1

El viscosímetro le permite al usuario detectar de forma rápida la viscosidad en el control de producción. Este viscosímetro es robusto, de fácil manejo y de uso móvil. Un indicador analógico indica el valor de la viscosidad. La transmisión electrónica asegura una rotación constante y por tanto una alta reproducibilidad en los valores de medición. Este viscosímetro es un equipo de control en la producción (p.e. en diferentes sectores de producción) o en el control de calidad de materia prima o material auxiliar, así como para comprobar la viscosidad de lacas, colores, pastas, etc. Un viscosímetro es la alternativa ideal a los medidores digitales caros que permiten una medición equitativa. Ideal para la comprobación in situ.



---

#### Características técnicas

Rangos de medición	10 ... 100.000 mPa.s
Precisión	±5 % (con líquido de Newton)
Rotores / Husillos	Nº 1 - 4
Velocidad de rotación	6 / 12 / 30 / 60 minutos
Dimensiones	300 x 300 x 450 mm (largo x ancho x alto)
Peso	1,5 kg
Alimentación	220VAC 50Hz

---

#### Contenido del envío

1 x Viscosímetro PCE-RVI 1
4 x Husillos
1 x Cable de red
1 x Caja de madera
1 x Instrucciones de uso

### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones