



Balanza de sobremesa

PCE-WS 30

Balanza de sobremesa para el pesado profesional con función de memoria. Esta balanza de sobremesa es la herramienta óptima cuando necesita determinar pesos mayores hasta 30 kg. Para la nivelación todas las balanzas de esta serie disponen de pies de ajuste regulables y de fijación, así como un nivel de agua integrado en la carcasa.

A través del teclado puede introducir un taraje previo. La balanza de sobremesa dispone de un puerto RS-232. Mediante el software opcional puede transmitir los valores de pesado a su ordenador. La balanza es alimentada por un adaptador de red de 230 V o a través del acumulador interno recargable.

- ▶ Gran pantalla para la indicación del peso
- ▶ Pesado de taraje de la balanza básica
- ▶ Introducción previa del taraje
- ▶ Pesado de tolerancia con valores límite previamente programables
- ▶ Alimentación por acumulador
- ▶ Adaptador de red de 230 V
- ▶ **Certificado de calibración ISO opcional (incluido en versión -ICA)**

Características técnicas

Rango de pesado [máx.]	30 kg
Capacidad de lectura [d]	0,5 g
Peso mínimo	0,5 g
Posiciones de memoria	99
Rango de taraje	100 %
Unidades de pesado	g / kg / lb
Pantalla	LCD grande de 6 dígitos
Calibración	Mediante un peso de ajuste
Tamaño del plato de pesado	230 mm x 310 mm
Temperatura operativa	0 ... +40 °C
Alimentación	Adaptador de corriente 230 V / 50 Hz Batería interna
Carcasa	Plástico ABS
Puerto	RS-232
Paquete software	Componentes adicionales
Dimensiones	320 x 320 x 12,5 mm
Peso neto	2,8 kg

Contenido del envío

1 x Balanza de sobremesa PCE-WS 30
1 x Componente de red
1 x Instrucciones de uso

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones