



Cortador de muestras

PCE-FSC 25

Un cortador de muestras circulares se caracteriza por sus dimensiones compactas y su carcasa resistente de acero. Mediante las cuatro cuchillas integradas en el cortador de muestras circulares puede cortar en cuestión de segundos una muestra de 25 cm² (vellón, papel, cuero, textil, corcho, etc.). Un cuarto de vuelta es suficiente para cortar la muestra del material y medirla por su peso de superficie.

- ▶ Robusto y compacto
- ▶ Cuatro cuchillas integradas de acero inoxidable
- ▶ Grosor del material: 0 ... 5 mm
- ▶ Superficie de la muestra de 25 cm²
- ▶ Con bloqueo mecánico
- ▶ Apto para muchos materiales

Características técnicas

Grosor muestra	0 ... 5 mm
Superficie muestra	25 cm ²
Diámetro muestra	56,4 mm
Carcasa	Acero fundido
Cuchillas de corte	Acero inoxidable
Dimensiones	135 mm, Ø 100 mm
Peso	Aprox. 500 g

Contenido del envío

1 x Cortador de muestras circulares PCE-FSC 25
4 x Cuchillas de acero inoxidable

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones