



Medidor de pH

PCE-PH 22

El medidor de pH resistente al agua detecta de forma rápida y precisa el valor pH y la temperatura. Gracias a la indicación doble de este medidor de pH, ambos valores se muestran simultáneamente. Este medidor de pH tiene una carcasa robusta y resistente al agua (IP 67) por lo que se puede utilizar bajo circunstancias adversas. Una recalibración del medidor de pH siempre garantiza una precisión óptima y es muy sencilla de efectuar cuando se usa los sets de calibración opcionales (función de calibración automática sin tornillos de calibración - se efectúa solo a través del teclado). En este medidor de pH el electrodo está integrado en la carcasa y los valores de medición se ajustan gracias a la compensación de temperatura automática.

- ▶ Indicación simultánea del valor pH y la temperatura
- ▶ Compensación de temperatura automática (ATC)
- ▶ Función mín, máx, y retención de datos (Data-Hold)
- ▶ Registrador de datos de 100 valores (recuperables en pantalla)
- ▶ Resistente al agua según IP 67
- ▶ Calibración automática
- ▶ Desconexión automática

Características técnicas

Rangos de medición 0,0 ... 14,0 pH / -5 ... +80,0 °C

Resolución 0,01 pH / 0,1 °C

Precisión $\pm 0,02$ pH / $\pm 0,8$ °C

Calibración Automática en pH 4,7 o 10

Compensación de temperatura -5 ... +80 °C

Pantalla Pantalla LCD de 4 dígitos

Condiciones ambientales 0 ... + 60 °C / <80 % H.r.

Dimensiones 186 x 40 mm

Alimentación 4 pilas de 1,5 V AAA (incluidas)

Peso 130 g

Contenido del envío

1 x Medidor de pH PCE-PH 22

1 x Set de calibración (pH-4 y pH-7)

4 x Pilas

1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones