



Balanza cuentapiezas PCE-BS 300



PCE-BS 300

La balanza cuentapiezas PCE-BS 300 es una balanza con una buena relación calidad / precio. Esta balanza cuentapiezas cuenta con un plato de pesado de acero inoxidable extraíble que resulta muy útil para realizar la limpieza de la misma. Su gran precisión de medición de 0,01 g hace de esta balanza un elemento único dentro de su margen de precio. El equipamiento estándar cuenta con la función de cómputo de piezas. La balanza cuentapiezas funciona con adaptador de red a 240 V AC (incluido en el envío), además también funciona con pilas estándar. Así que usted no está limitado en el uso de un sitio fijo. La balanza cuentapiezas cuentan con unos pies de fijación ajustables y un nivel de agua para su correcta nivelación integrada en la carcasa. Con los pesos, que podrá adquirir de manera opcional, podrá ajustar y controlar la balanza cuentapiezas de una manera rápida. Puede enviarnos la balanza para que realicemos una calibración de laboratorio ISO o una recalibración regular. También puede hacerlo en un laboratorio acreditado. La balanza cuentapiezas es el instrumento ideal para el sector de la producción, el laboratorio, el control de entrada y de salida, así como para el uso móvil (por ejemplo para trabajadores de servicio técnico externo).

- ▶ Programa de ajuste: para ajustar la precisión por medio de pesos de control opcionales
- ▶ Función de cómputo de piezas con referencia a elegir entre 10, 20, 50 o 100 piezas, cambio del indicador de pieza a peso
- ▶ Certificado ISO opcional para la balanza cuentapiezas (p.e. para cumplir con su DIN ISO 9000)
- ▶ Función de taraje en la mitad del rango (se puede realizar varias veces)
- ▶ Puede seleccionar diferentes unidades de pesado a través del teclado (g, oz, lb, ozt, ct, gn)
- ▶ Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
- ▶ Adaptador de red para 240 V de serie en el envío
- ▶ Posibilidad de alimentación con pilas
- ▶ Plato de pesado extraíble de acero noble (sobre soporte de plástico)

Información adicional

Manual



Más información sobre el producto



Productos relacionados



Especificaciones técnicas	
Rango de pesado	300 g
Capacidad de lectura	0,01 g
Reproducibilidad	0,01 g
Linealidad	± 0,03 g
Plato de pesado	Ø 95 mm
Cómputo de piezas	10 piezas
	20 piezas
	50 piezas
	100 piezas
Cómputo de piezas con referencias	Peso mínimo de 0,02 g / pieza
Indicador	Pantalla LCD de 15 mm
Adaptador de red	Adaptador de red 230 V / 50 Hz 6 x pilas AA (1,5 V)
Protección	IP 54
Dimensiones	En total: 165 x 230 x 80 mm
Peso	Aprox. 600 g

Contenido del envío

1 x Balanza cuentapiezas PCE-BS 300
1 x Plato de pesado
1 x Cable de red
1 x Protector contra el viento
1 x Instrucciones de uso

Accesorios

CAL-PCE-BS	Certificado de calibración ISO
------------	--------------------------------