

DATOS TECNICOS TSD-J 2L

TSD J- 2L

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Cuba de Acero Inoxidable AISI 304.
Envolvente de Acero Inoxidable AISI 304 L.
Tapa de Acero Inoxidable AISI 304 L.
Calefacción eficiente.
Cesta de Inoxidable (Opcional).
Alimentación 230v/II (50/60)Hz.



CARACTERISTICAS ULTRASONIDOS

Potencia Ultrasonidos: 50W
Frecuencia: 28-40 Khz.
Tecnología **Sweep System, Auto-tuning.**
Panel de Control digital integrado:
-Interruptor General.
-Selector de Tiempo.
-Selector de Temperatura.
-Función de Memoria.

NORMATIVAS Y GARANTIAS.

Normativas: CE, CEM, RoHS, Weee,
Garantía: 12 meses

Capacidad: 2 Litros.

Dimensiones internas: 152*140*100mm.

Dimensiones externas: 180*168*215mm.