

# DATOS TECNICOS TSD-J 50L

## TSD J- 50L

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Cuba de Acero Inoxidable AISI 304.  
Envolvente de Acero Inoxidable AISI 304 L.  
Tapa de Acero Inoxidable AISI 304 L.  
Calefacción eficiente.  
Desagüe 1/2" con válvula de vaciado.  
Cesta de Inoxidable (Opcional).  
Alimentación 230v/II ( 50/60)Hz.



### CARACTERISTICAS ULTRASONIDOS

Potencia Ultrasonidos: 700W  
Frecuencia: 28-40 Khz.  
Tecnología **Sweep System, Auto-tunning.**  
Panel de Control digital integrado:  
-Interruptor General.  
-Selector de Tiempo.  
-Selector de Temperatura.  
-Función de Memoria.

### NORMATIVAS Y GARANTIAS.

Normativas: CE, CEM, RoHS, Weee,  
Garantía: 12 meses

**Capacidad: 50 Litros.**

**Dimensiones internas: 500\*400\*250mm.**

**Dimensiones externas: 620\*520\*500mm.**