


## Hoja de Datos

Mezclar / Agitadores Magnéticos



### RO 5 power IKAMAG®

Agitador magnético con 5 puestos de agitación sin calefacción. La superficie de acero inoxidable se prolonga hacia abajo recubriendo el aparato, lo que facilita la tarea de limpieza del mismo y lo protege frente a la penetración de líquidos.

- Aprovechamiento óptimo de la superficie
- Incl. lámina antideslizante extraíble fabricada en poliuretano

Accesorios: IKAFLON® 15 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 30 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 10 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 20 Varillas magnéticas de agitación, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO, H 11 Cable de alimentación enchufe CH, RSE Extractor de varillas agitadoras, IKAFLON® 25 Varillas magnéticas de agitación, H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, H 11 Cable de alimentación USA, TRIKA® 25 Varillas magnéticas

#### Información Técnica

Número de puestos de agitación	5
Max. cantidad a agitar por cada posición (H <sub>2</sub> O) [l]	0.4
Distancia entre puestos de agitación [mm]	90
Desviación de velocidad individual por cada puesto [%]	5
Potencia del consumo del motor [W]	7.2
Potencia del suministro del motor [W]	1.8
Rango de velocidad [rpm]	0 - 1100
Longitud máx. varilla magnética [mm]	30
Control de velocidad	escala 1-10
Material de la superficie de la placa	acero inoxidable 1.4301
Dimensiones de la superficie de la placa [mm]	120 x 450
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	122 x 65 x 552
Peso [kg]	2.3
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 42
Voltaje [V]	230 / 115
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	10
<b>No. ref.</b>	<b>2930200</b>