

Hoja de Datos

Mezclar / Agitadores Magnéticos



RO 15 power IKAMAG®

Agitador magnético con 10 puestos de agitación sin calefacción. La superficie de acero inoxidable se prolonga hacia abajo recubriendo el aparato, lo que facilita la tarea de limpieza del mismo y lo protege frente a la penetración de líquidos.

- Aprovechamiento óptimo de la superficie
- Incl. lámina antideslizante extraíble fabricada en poliuretano

Accesorios: IKAFLON® 15 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 30 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 10 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 20 Varillas magnéticas de agitación, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO, H 11 Cable de alimentación enchufe CH, RSE Extractor de varillas agitadoras, IKAFLON® 25 Varillas magnéticas de agitación, H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, H 11 Cable de alimentación USA, TRIKA® 25 Varillas magnéticas

Información Técnica

Número de puestos de agitación	15
Max. cantidad a agitar por cada posición (H ₂ O) [l]	0.4
Distancia entre puestos de agitación [mm]	90
Desviación de velocidad individual por cada puesto [%]	5
Max.cantidad a agitar (H ₂ O) [l]	6
Potencia del consumo del motor [W]	21.6
Potencia del suministro del motor [W]	5.4
Rango de velocidad [rpm]	0 - 1100
Material de la superficie de la placa	acero inoxidable 1.4301
Dimensiones de la superficie de la placa [mm]	270 X 450
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	272 x 65 x 552
Peso [kg]	4.7
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 42
Voltaje [V]	230 / 115
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	30
No. ref.	2930600