

## Hoja de Datos

Mezclar / Agitadores Magnéticos



### Mini MR standard IKAMAG®

El perfeccionamiento del agitador magnético.

new: Máx. cantidad agitada 1 l

new: Rango de velocidad más amplio de 0 - 2.500 min-1

- Superficie de emplazamiento blanca adecuada para observar las reacciones con cambio de color

Accesorios: IKAFLON® 15 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 30 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 10 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 25 Varillas magnéticas de agitación, TRIKA® 25 Varillas magnéticas, RSE Extractor de varillas agitadoras, IKAFLON® 20 Varillas magnéticas de agitación

#### Información Técnica

Número de puestos de agitación	1
Max. cantidad a agitar por cada posición (H2O) [l]	1
Max.cantidad a agitar (H2O) [l]	1
Potencia del consumo del motor [W]	3
Potencia del suministro del motor [W]	2
Indicador de velocidad	ninguna
Rango de velocidad [rpm]	0 - 2500
Longitud max. varilla magnética [mm]	30
Material de la superficie de la placa	poliester
Dimensiones de la superficie de la placa [mm]	115 x 115
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	114 x 37 x 127
Peso [kg]	0.25
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 42
Interfaz de RS 232	no
Potencia análoga	no
Voltaje [V]	100 - 240
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	3
Consumo de energía [mA]	300
<b>No. ref.</b>	<b>3674000</b>