

Agitador magnético de construcción plana / inductivo / 4 puestos de agitación de máx. 400 ml cada uno / IP 65 / temporizador/ cambio de sentido de agitación / velocidad de agitación hasta 1200 rpm

El agitador magnético PCE-MSR 400 es un agitador magnético de laboratorio con 4 puestos de agitación. La distancia entre dos puestos de agitación del agitador magnético es de 95 mm. Gracias a su accionamiento por inducción no hace ruido. La construcción del agitador magnético múltiple es plana. Los 4 campos de agitación están fabricados en acero inoxidable y disponen de un campo de trabajo de 385 / 122 mm. Con este agitador magnético puede agitar líquidos con un volumen máximo de 400 ml por puesto, de forma rápida, segura y sencilla.

Puede ajustar la velocidad de agitación del agitador magnético PCE-MSR 400 entre 15 y 1200 rpm. El agitador magnético alcanza la velocidad máxima de forma gradual, evitando que se produzcan salpicaduras. El accionamiento por inducción está libre de mantenimiento. Un temporizador integrado permite ajustar el tiempo de agitación entre 1 y 99 minutos. La función de cambio de sentido de agitación se puede realizar cada 30 segundos.

- Construcción plana
- Funcionamiento silencioso, sin mantenimiento
- Temporizador
- Campo de agitación de acero inox., IP 65
- 4 puestos de agitación
- Velocidad regulable: 15 - 1200 rpm
- Pantalla en la parte frontal
- Cambio de sentido de agitación

Especificaciones técnicas

| | |
|--|---------------------------|
| Accionamiento | Inductivo |
| Velocidad máxima | 1200 rpm |
| Puestos de agitación / distancia entre puestos | 4 / 95 mm |
| Temporizador regulable | 1 ... 99 min |
| Velocidad regulable | 15 ... 1200 rpm |
| Precisión en la velocidad | ±100 rpm |
| Volumen de agitación máximo por puesto | 400 ml, se refiere a agua |
| Condiciones ambientales | +5 ... +40 °C |
| Tipo de protección | IP 65 |
| Dimensiones campo de agitación | 385 x 122 mm |
| Dimensiones | 457 x 126 x 13,4 mm |
| Peso | 1,9 kg |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Alimentación | 100 ... 240 VAC, 50-60 Hz |
| Tensión de salida | 9 V |
| Potencia absorbida | 13 W |

Contenido del envío

- 1 x Agitador magnético PCE-MSR 400
- 4 x Barras de agitación recubiertos de PTFE 25 x 8 mm
- 1 x Instrucciones de uso