

Microscopio Full HD PCE-VMM 100
Microscopio Full HD con enfoque automático / Zoom: 206 aumentos /
Resolución: 1920 x 1080 píxeles / Salida HDMI / Funciones de medición /
Registro de imagen y video / Incluye un gran monitor

El microscopio Full HD PCE-VMM 100 se usa para mirar de forma ampliada componentes, ensamblajes y muchos otros objetos. El PCE-VMM 100 es un microscopio de luz reflejada con un zoom hasta 206 aumentos. Lo que destaca de este microscopio Full HD es su gran resolución digital de 1920 x 1080 píxeles. Otra característica es que este microscopio Full HD dispone de un enfoque automático que garantiza visualizar siempre una imagen nítida del objeto. El microscopio dispone de una salida HDMI para conectar el monitor que se incluye en el envío. Por supuesto, también es posible conectar otras pantallas o monitores con una resolución de 1080 píxeles al microscopio Full HD. Es por ello que este microscopio es una herramienta ideal para presentaciones y demostraciones en escuelas, universidades y en cualquier lugar donde deba mostrar pequeños detalles ante un gran público. El microscopio Full HD PCE-VMM 100 se maneja a través de un ratón USB. Un software integrado en el microscopio Full HD permite realizar diferentes ajustes de las imágenes. Puede guardar tales imágenes en una memoria para una posterior documentación.



- Zoom: 206 aumentos
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Enfoque automático
- Incluye una gran pantalla

- Salida HDMI
- Ajuste automático del brillo
- Función video y foto
- Supresión del ruido digital

Especificaciones técnicas

Aumentos	32x ... 206x
Objetivo	0,7x ... 4,5x lente zoom
Relación de ampliación (zoom ratio)	6,5 : 1
Resolución	1920 x 1080 pixeles
Tamaño de imagen	1/2,86"
Frecuencia de actualización (Video)	30 FPS
Funciones cámara	Enfoque automático Punto de mira (cruz) en la imagen Balance de blancos automático Ajuste automático del brillo Supresión del ruido digital
Salida de video	HDMI
Control	Ratón USB
Pantalla	Monitor 21"
Iluminación	Iluminación LED de luz reflejada
Recorrido	Máx. 100 mm
Alimentación	90 ... 240 V AC / 50/60 Hz
Dimensiones	310 x 285 x 500 mm
Peso	Aprox. 6 kg

Contenido del envío

- 1 x Microscopio Full HD PCE-VMM 100
- 1 x Monitor
- 1 x Ratón USB
- 1 x Lápiz USB
- 1 x Cable HDMI
- 2 x Cables apantallados