



Balanza dosificadora Serie PCE-BSW

Serie PCE-BSW

La balanza dosificadora serie PCE-BSW es un dispositivo ideal para usarlo de forma móvil. El uso móvil de la balanza dosificadora es posible gracias al acumulador intercambiable, que puede cargar a través del adaptador de red que se incluye en el envío. Para colocar correctamente la balanza dosificadora esta integra una burbuja de nivel que le indica al usuario el posicionamiento. Puede nivelar la balanza dosificadora mediante los pies ajustables situados en la parte inferior.

La balanza dosificadora dispone de dos indicaciones LCD numéricas con una altura de dígitos de 15 mm. En la parte posterior de la balanza dosificadora se encuentra otra pantalla LCD. Gracias a esta segunda pantalla es posible que varias personas puedan seguir y analizar el proceso de pesaje. Gracias a ello, la balanza dosificadora es un dispositivo ideal para universidades, escuelas y centros de enseñanza y formación.

- ▶ Alimentado por acumulador para uso móvil
- ▶ Pantalla delantera y trasera
- ▶ Indicación numérica
- ▶ Burbuja de nivel para una correcta nivelación
- ▶ Gran plato de pesado de 235 x 190 mm
- ▶ Diferentes rangos de pesaje

Especificaciones técnicas

Modelo	PCE-BSW 3	PCE-BSW 7
Rango	0 ... 3000 g	0 ... 7500 g
Resolución	0,1 g	1 g
Repetibilidad	± 0,2 g	± 2 g
Linealidad	± 0,3 g	± 3 g
Calibración	Externa	
Pantalla	LCD, altura dígitos: 15 mm	
Condiciones operativas	5 ... 25 °C, < 85% H.r. sin condensación	
Alimentación acumulador	6 V, 5 Ah	
Alimentación adaptador red	Principal: 100 ... 240 V, 50/60 Hz Secundario: 9 V DC, 2000 mA	
Dimensiones del plato de pesado	235 x 190 mm	
Dimensiones	287 x 271 x 127 mm	
Peso	Aprox. 437 g (acumulador incluido)	

Contenido del envío

-
- 1 x Balanza dosificadora serie PCE-BSW
 - 1 x Adaptador de red
 - 1 x Manual de instrucciones
-

Nos reservamos el derecho a modificaciones