



Medidor de actividad de agua

PCE-WAT 10

El medidor de actividad de agua es un instrumento potente que se ha desarrollado para determinar la actividad del agua en diferentes materiales. Con un rango de medición de 0,00 a 1,00 aw, este medidor de actividad de agua puede ser utilizado en muchas posibles aplicaciones, desde alimentos hasta productos farmacéuticos y sustancias químicas.

El medidor de actividad de agua está equipado con una memoria para 99 valores de medición, lo que permite al usuario guardar los resultados de las mediciones para análisis o comparaciones posteriores. Esta característica del medidor de actividad de agua ayuda a mejorarla eficacia y la trazabilidad en diversas aplicaciones.

En resumen, el medidor de actividad de agua es un instrumento fiable para los usuarios que necesitan medir con precisión la actividad del agua. Su amplio rango de medición, alta resolución, precisión y algunas funciones prácticas como su memoria de los valores de medición y la pantalla LCD retroiluminada lo convierten en una herramienta indispensable en diversas industrias en las que el control de la actividad del agua es crucial para garantizar la calidad.

- ▶ Rango: 0,00 ... 1,00 aw
- ▶ Resolución: 0,01 aw
- ▶ Precisión: $\pm 0,02$ aw
- ▶ Memoria para 99 valores
- ▶ Incluye 5 cubetas
- ▶ Pantalla LCD con retroiluminación
- ▶ Conforme a la norma ISO 18787-2017

Características técnicas

Actividad del agua

Rango	0 ... 1 aw
Resolución	0,01 aw
Precisión	± 0,02 aw

Temperatura

Rango	-10 ... +60 °C
Resolución	0,01 °C
Precisión	± 0,2 °C

Otras especificaciones

Pantalla	LCD con retroiluminación
Medio de almacenamiento	Memoria interna
Capacidad memoria	99 valores
Sensor	Sensor de humedad no conductor
Tiempo de medición	5 min
Idioma menú	Inglés
Índice de protección	IP20
Alimentación	3 x Pilas de 1,5 V tipo AAA
Condiciones de funcionamiento	0 ... +50 °C / 0 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... +60 °C / 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones del equipo	147 x 75 x 53 mm
Diámetro Ø interior de la cubeta	35 mm
Peso neto (solo equipo)	250 g
Peso con accesorios	975 g
Peso con embalaje	985 g

Contenido del envío

1 x Medidor de actividad de agua PCE-WAT 10
5 x Cubetas
3 x Pilas de 1,5 V tipo AAA
1 x Cable USB
1 x Maletín de transporte
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones