

**Balanza compacta calibrable de bajo precio con rango de pesado 6000 g /
con selección de unidades de pesado (g, kg, oz, lb) /
sin función de cómputo de piezas**

La balanza compacta PCE-BS 6000 es una balanza con una buena relación calidad / precio. Esta balanza compacta cuenta con un plato de pesado extraíble que resulta muy útil para realizar la limpieza de la misma. Su gran precisión de medición de 1 g hace de esta balanza un elemento único dentro de su margen de precio. La balanza compacta funciona con adaptador de red a 240 V AC (incluido en el envío), además también funciona con pilas estándar. Así que usted no está limitado en el uso de un sitio fijo. Esta balanza compacta cuenta con unos pies de ajuste y de fijación para realizar la nivelación y una balanza para agua integrada en la carcasa. Con los pesos que podrá adquirir de manera opcional podrá ajustar y controlar la balanza compacta de una manera rápida. Puede enviarnos la balanza para que realicemos una calibración de laboratorio ISO o una recalibración regular. También puede hacerlo en un laboratorio acreditado. La balanza compacta es el instrumento ideal para el sector de la producción, el laboratorio, el control de entrada y de salida, así como para el uso móvil (por ejemplo para trabajadores de servicio técnico externo).

- Programa de ajuste: para ajustar la precisión por medio de pesos de control opcionales
- Certificado ISO opcional para la balanza compacta (p.e. para cumplir con su DIN ISO 9000)
- Adaptador de red para 240 V de serie en el envío
- Posibilidad de alimentación con pilas
- Función de taraje en la mitad del rango (se puede realizar varias veces)
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
- Puede seleccionar diferentes unidades de pesado a través del teclado (g, kg, oz, lb)
- Plato de pesado extraíble de acero noble (sobre soporte de plástico)
- **No tiene función de cómputo de piezas**

Especificaciones técnicas

Rango de pesado [g]	6000
Capacidad de lectura [g]	1
Reproducibilidad [g]	1
Linealidad [g]	± 2
Plato de pesado [mm]	160 x 135
Indicador	Pantalla LCD de 15 mm
Adaptador de red	230 V / 50 Hz, posibilidad de funcionamiento con pilas, 6 x de 1,5 V AA
Protección	IP 54
Dimensiones	En total: 165 x 230 x 80 mm
Peso	Aprox. 600 g

Contenido del envío

- 1 x Balanza compacta PCE-BS 6000
- 1 x Plato de pesaje
- 1 x Cable de red
- 1 x Instrucciones de uso