

Testsieger der PCE-MM 200 Ein USB-Mikroskop für jede Gelegenheit

Die Zeit in der Mikroskope unerschwinglich waren ist vorbei. Das USB-Mikroskop PCE-MM 200 von der PCE Deutschland GmbH ist eine echte Alternative zu den teuren und großen Mikroskopen. Es ist ein qualitativ hochwertiges Gerät, welches kaum Platz braucht.



Das USB-Mikroskop PCE-MM 200 eignet sich hervorragend für Hobby, Beruf, Wissenschaft und Unterricht, wie das „c’t“ **Magazin für Computertechnik** unter die Lupe genommen hat.

Das Fazit eines Tests im „c’t“ **Magazins für Computertechnik**, Ausgabe 21 / 2011 vom Heise Verlag lautet: „Am spannendsten fanden wir die preiswerten Handmikroskope, die stets in Reichweite sind, wenn man etwas unter die Lupe nehmen möchte. Den besten Eindruck machte das MM 200 von PCE“.

Oberflächenuntersuchungen sind mit dem PC – Mikroskop ein Kinderspiel. Das PCE-MM 200 zeigt Objekte in „live“ Darstellung mit max. 200-facher Vergrößerung am Computerbildschirm. Brillante und gestochene scharfe Bilder werden, dank der acht dezentral angebrachten LEDs, am PC wiedergegeben. Das zu vergrößernde Objekt wird optimal von allen Seiten ausgeleuchtet und ist noch dazu stufenlos dimmbar. Wenn das Objektiv nicht ausgefahren wird, ist das USB-Mikroskop sogar als Webcam nutzbar. Pflanzen, Miniaturgegenstände oder kleine Lebewesen können von Kindern im Unterricht genau unter die Lupe genommen werden und alle verborgenen Details an die Oberfläche bringen. Selbst als Lesehilfe für Münzen und Briefmarken ist der kleine PCE-MM 200 ein ganz Großer, da mehr Bilddetails durch die 2 Megapixel zutage gebracht werden. Nicht nur starre Gegenstände können mit dem USB-Mikroskop PCE-MM 200 vergrößert werden, auch Bewegungen, die mit dem bloßen Auge nicht wahrzunehmen sind hält das Mikroskop mit einer Videoaufzeichnung fest. Bilder und Videos werden auf Wunsch per E-Mail verschickt. Die Messfunktion des Software Programms kann mit Hilfe einer kleinen Schablone mit mm- und Inch-Einteilung kalibriert werden. Danach kann man die Strecken bequem am Bildschirm ausmessen.

Es muss nicht für alle, die etwas unter die Lupe nehmen wollen, ein finanzielles Loch in die Kasse reißen. Das PCE-MM 200 ist also das beste Gerät unter den preiswerten USB-Mikroskopen, die für jedermann erschwinglich sind und immer in der Nähe sind, wenn sie gebraucht werden.

Mehr Informationen für Interessenten unter:

<http://www.warensortiment.de/technische-daten/usb-mikroskop-pce-mm200.htm>



Firmenkontakt:

PCE Deutschland GmbH

Im Langel 4

59872 Meschede

Deutschland

E-Mail: info@warensortiment.de

Homepage: <http://www.warensortiment.de>

Pressekontakt:

PCE Deutschland GmbH

Karin Celik

Im Langel 4

59872 Meschede

Deutschland

kce@warensortiment.de

Bild und Textquelle: PCE Deutschland GmbH

Die Pressemeldung "**Testsieger der PCE-MM 200 – Ein USB-Mikroskop für jede Gelegenheit**" unterliegt dem Urheberrecht. Jegliche Verwendung dieses Textes, auch auszugsweise, erfordert die vorherige schriftliche Erlaubnis des Autors. Autor der Pressemeldung "**Testsieger der PCE-MM 200 – Ein USB-Mikroskop für jede Gelegenheit**" ist **PCE Deutschland GmbH**, vertreten durch Karin Celik.