



Réfractomètre optique PCE-ALK



PCE-ALK

Avec ce réfractomètre vous pourrez déterminer le contenu en alcool d'une façon rapide et précise. Le réfractomètre peut s'utiliser pour mesurer le contenu en alcool des solutions alcoolisées ou des alcools en tout genre. Pour une mesure correcte, ce réfractomètre doit s'utiliser dans des solutions sans aucun type de pigmentation ni de contenu en sucres.

En mettant un peu de liquide dans le prisme, en fermant le couvercle et en lisant ensuite dans l'échelle. Si vous ne n'en avez pas assez, il faudra augmenter la dose et réaliser à nouveau la mesure avec le réfractomètre.

Caractéristiques techniques

Plage de mesure	0 ... 80 %
Résolution	1 %
Précision	±1 %
Compensation de la température	Non
Dimensions	203 x Ø 29 mm
Poids	280 g

Contenu de livraison

1 x Réfractomètre PCE-ALK
1 x Pipette
1 x Tournevis
1 x Étui
1 x Notice d'emploi

Sous réserve de modifications