

Balance compacte PCE-BSW 3



Balance compacte avec batterie intégrée / Écran numérique / Haute fréquence de mesure / Différentes plages de pesage / Utilisation simple / Plateau de pesage de 235 x 190 mm

La balance compacte est un appareil idéal pour une utilisation mobile, qui est possible grâce à la batterie interchangeable pouvant être rechargée au moyen d'un adaptateur réseau inclus dans l'envoi. Pour une installation correcte, la balance compacte possède un niveau à bulle qui indique le positionnement. Vous pouvez niveler la balance compacte grâce à ses pieds ajustables.

La balance compacte possède deux indications LCD numériques d'une hauteur de chiffres de 15 mm. À l'arrière de la balance compacte, se trouve un autre écran LCD, qui permet à plusieurs personnes de suivre et d'analyser le processus de pesage. Grâce à cela, la balance compacte est un appareil idéal pour les universités, les écoles et les centres d'enseignement et de formation.

- ▶ Fonctionne sur batterie pour une utilisation mobile
- ▶ Écran à l'avant et à l'arrière
- ▶ Indication numérique
- ▶ Niveau à bulle pour un nivellement correct
- ▶ Grand plateau de pesage de 235 x 190 mm
- ▶ Différentes plages de pesage

Fiche technique

Plage de mesure	0 ... 3000 g
Résolution	0,1 g
Répétabilité	± 0,2 g
Linéarité	± 0,3 g
Étalonnage	Externe
Écran	LCD, hauteur chiffres: 15 mm
Conditions de fonctionnement	5 ... 25 °C, < 85 H.r. sans condensation
Alimentation batterie	6 V, 5 Ah
Alimentation adaptateur réseau	Principal: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz Secondaire: 9 V DC, 2000 mA
Dimensions plateau de pesage	235 x 190 mm
Dimensions	287 x 271 x 127 mm
Poids	Environ 437 g (batterie incluse)

Informations complémentaires

En savoir plus sur le produit



Produits connexes



Subject to change