

# Agitateur magnétique multipoint PCE-MSR 415



## Agitateur magnétique multipoint jusqu'à 400 ml par poste / 15 postes d'agitation / 300 ... 1500 rpm / Minuterie / Mode impulsion

L'agitateur magnétique multipoint est parfait pour effectuer un examen ou une étude en série. Les 15 postes d'agitation de l'agitateur magnétique multipoint travaillent simultanément avec une reproductibilité qui garantit les résultats de mesure. Vous pouvez régler la vitesse d'agitation entre 300 et 1500 rpm par intervalles de 10 rpm. La minuterie de l'agitateur magnétique permet de régler le temps d'agitation entre 1 et 999 minutes, par intervalle d'1 minute. Une autre option de l'agitateur magnétique multipoint est de changer automatiquement le sens de l'agitation, sur un intervalle entre 30 et 99 secondes.

Pour garantir un bon appui, le boîtier de l'agitateur magnétique multipoint possède 4 pieds en caoutchouc. La plaque de l'agitateur magnétique multipoint est en acier inoxydable et dispose d'un revêtement antidérapant en silicone. Vous pouvez poser un récipient d'un diamètre de 80 mm environ dans chaque poste d'agitation de l'agitateur magnétique multipoint. Chaque poste d'agitation permet d'agiter un volume maximum de 400 ml.

- ▶ 15 postes d'agitation
- ▶ Réglable entre 300 et 1500 rpm
- ▶ Plateforme en acier inox. recouvert de silicone
- ▶ 400 ml par poste
- ▶ Fonction minuterie et mode impulsion
- ▶ Alimentation: 110 V et 230 V

## Fiche technique

Postes d'agitation	<b>15</b>
Puissance absorbée	<b>15 W</b>
Actionnement	<b>Moteur Brushless</b>
Volume d'agitation maximum	400 ml par poste d'agitation
Diamètre max. récipient / poste d'agitation	80 mm
Vitesse	300 ... 1500 rpm
Précision	10 rpm
Minuterie	1 à 999 minutes ou agitation continue
Longueur recommandée de l'aimant agitateur	25 mm
Protection	IP 42
Conditions de fonctionnement	Température: +5 ... +40 °C Humidité: max. 80 H.r.
Alimentation	110 V AC / 3,6 A 230 V AC / 1,7 A
Interface	RS-232, uniquement pour service
Dimensions de chaque poste d'agitation	460 x 264 mm
Dimensions	568 x 282 x 76 mm
Poids	6 kg environ

## Informations complémentaires

En savoir plus sur le produit



Produits connexes



Subject to change

